


neoStapelRack · Kryoboxen

neoBox-100, Aufbewahrungsbox



- Stapelbar
- 10 x 10 Fächer für Gefäße bis 12 mm Ø (max. Höhe 46 mm), z.B. Kryoröhrchen, Reaktionsgefäße 1,5 und 2,0 ml, HPLC-Vials
- Dicht schließender, transparenter Klappdeckel mit Scharnieren
- Material: PP
- Autoklavierbar bis 121°C
- Maße: 140 x 153 x 55 mm (B x T x H)

neoBox-81, Kryo-Aufbewahrungsbox



- Kryotauglich
- 9 x 9 Fächer für Gefäße bis 12 mm Ø
- Unterteil mit alphanumerischer Markierung
- Dicht schließender, transparenter Stülpedeckel
- Material: PP
- Autoklavierbar bis 121°C
- Maße: 131 x 131 x 45 mm (L x B x H)

neoRack® für Reaktionsgefäße/Kryoröhrchen

- 8 x 8 Fächer für Reaktionsgefäße 1,5 und 2,0 ml und Kryoröhrchen
- Alphanumerisch gekennzeichnet
- Einfache Montage
- Fester Boden zum sicheren Eindrücken der Kappen
- Material: PP
- Autoklavierbar bis 121°C
- Maße: 143 x 143 x 34 mm (L x B x H)

Kryo-Aufbewahrungsbox aus Karton, farbig



Best.-Nr.	für	Raster	Preis
2-2892	PCR-Tubes 0,2 ml	16 x 16	1,90 €
2-2893	Gef. 0,5/0,75 ml	13 x 13	1,90 €
2-2708	10 mm Ø	12 x 12	1,90 €
2-2703	12 mm Ø	10 x 10	1,90 €
2-2704	14 mm Ø	8 x 8	1,90 €
2-2705	16 mm Ø	7 x 7	1,90 €
2-2706	13 mm Ø	9 x 9	1,90 €
2-2707	20 mm Ø	5 x 5	1,90 €

- Aus kältebeständigem, imprägniertem Karton
- Überstülpedeckel mit Markierfeld
- Maße: 136 x 136 x 50 mm (L x B x H)
- Verschiedene Raster erhältlich

neoStapelRack

neoStapelRack®

Stapelracks für die gängigen Standard-Kryo-Lagerboxen mit 50-53 mm Höhe

An den Seitenwänden und am Boden sind große **Öffnungen zur besseren Kälte- oder Wärme-Übertragung**. Jede Stapelplattform hat vorne eine halbmondförmige Aussparung zur leichteren Entnahme der Lagerboxen.


Maße Grundelement außen:
146 x 150 x 58 mm (B x T x H)
Deckel: 10 mm hoch

Maße Grundelement innen:
140 x 147 x 55 mm

Material:
PC weiß oder blau, autoklavierbar
Temperaturbeständigkeit:
von -130°C bis +130°C



Best.-Nr.	Farbe	Preis	ab 10 St.
2-1967	transparent	6,60 €	6,20 €
2-1935	gelb	6,60 €	6,20 €
2-1936	pink	6,60 €	6,20 €
2-1937	grün	6,60 €	6,20 €
2-1938	blau	6,60 €	6,20 €
2-1940	orange	6,60 €	6,20 €



Best.-Nr.	Farbe	Preis	ab 10 St.
2-2910	transparent	4,70 €	4,10 €
2-2911	gelb	4,70 €	4,10 €
2-2912	grün	4,70 €	4,10 €
2-2913	pink	4,70 €	4,10 €
2-2914	blau	4,70 €	4,10 €
2-2915	orange	4,70 €	4,10 €

Das System hat 2 Aufbau-Varianten:

1. Vertikal


Bis zu 10 Grundelemente können als Turm aufeinander gestapelt werden. Dabei rasten die angeformten Haken fest ineinander. Die Teile können jederzeit wieder demontiert werden. Handlich wird das vertikale System durch den Deckel mit Griff, mit dem der Stapel bequem in der Tiefkühltruhe versenkt werden kann.

Maximale empfohlene Länge:
4 Racks nebeneinander (z.B. 58,4 cm)

2. Horizontal

Dazu gibt es die Klammern (jeweils 1 Paar), mit denen die Grundelemente an der Seite und/oder am Rücken fest verbunden werden können. Es können so bis zu 4 Grundelemente nebeneinander oder rückwärts und 4 in der Höhe gestapelt aneinander befestigt werden. Jedes Grundelement kann mit einem Deckel ohne Griff versehen werden.

Maximale empfohlene Höhe:
4 Etagen (z.B. 24,5 cm inkl. Deckel)



Best.-Nr.	Farbe	Reihen	Preis	ab 10 St.
2-1642	rot/weiß	8 x 8	6,70 €	6,20 €
2-1643	rot/gelb	8 x 8	6,70 €	6,20 €

Best.-Nr.	Farbe	Preis
2-2695	rot	4,50 €
2-2696	blau	4,50 €
2-2697	grün	4,50 €
2-2698	gelb	4,50 €
2-2700	weiß	2,40 €

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis	ab 20 St.
2-2999	neoStapelRack Einzelement	weiß	4,30 €	3,90 €
2-2998	Deckel mit Griff	weiß	4,70 €	
2-3001	Deckel ohne Griff	weiß	3,70 €	
2-3002	neoStapelRack Einzelement	blau	4,30 €	3,90 €
2-3003	Deckel mit Griff	blau	4,70 €	
2-3004	Deckel ohne Griff	blau	3,70 €	
2-3000	Klammerpaar für horizontale Version	blau	3,10 €	