

AKTIONSANGEBOT BIS 31.08.2017
EXKLUSIV BEI NEOLAB

ATTRAKTIVE VORTEILSANGEBOTE

Eiskalt gedreht!

Die gekühlten Eppendorf Centrifugen 5418 R, 5424 R, 5427 R und 5430 R mit passenden Rotoren für Kapazitäten von 18 x 1,5/2,0 mL Gefäße (5418 R) bis zu 48 x 1,5/2,0 mL Gefäße (5427 R) und einer Geschwindigkeit bis zu 30.130 × g (5430 R) sind ideal geeignet für alle modernen molekularbiologischen Anwendungen in Reaktionsgefäßen bis 2,0 mL.

Alle gekühlten Varianten bieten höchste Energieeffizienz und Temperaturgenauigkeit und damit maximalen Probenschutz.

Wir bieten Ihnen die Eppendorf Centrifugen 5418 R, 5424 R, 5427 R sowie 5430 R als Bundle mit passenden Festwinkel-Rotoren zum attraktiven Sonderpreis an.

Sparen Sie im Aktionszeitraum vom 01. Juni – 31. August 2017 bis zu 1.579 Euro gegenüber dem Einzelkauf zu Listenpreisen.

Eppendorf-Centrifugen, mit Kühlung

Kompakte, gekühlte Mikrocentrifugen mit geringem Platzbedarf.

- ▶ Die Zentrifugen halten konstante 4 °C bei max. Drehzahl.
- ▶ Temperaturbereich 0°C bis 40°C (5418 R) bzw. -10°C bis 40°C
- ▶ Fast Temp zum schnellen Vorkühlen der Centrifuge in wenigen Minuten.
- ▶ Die Dauerkühlung hält die Temperatur konstant, auch wenn keine Zentrifugation erfolgt.
- ▶ Je nach Modell mit Drehknöpfen oder Folientastatur.
- ▶ Bei den Rotoren handelt es sich um aerosoldichte Festwinkelrotoren.

*Die maximale Drehzahl ist abhängig vom jeweiligen Rotor.



Art.Nr.	Modell	Bedienung über	inklusive Rotor	Drehzahl MAX	Preis	Preis
E-1830	5418 R	Drehknöpfe	im Paket mit Rotor FA-45-18-11 für 18x 1,5/2,0 ml	14.000 U/Min*	4133,00€	3095,00 €
E-1832	5424 R	Folientastatur	im Paket mit Rotor FA-45-24-11 für 24x 1,5/2,0 ml	14.680 U/Min	4684,00€	3495,00 €
E-1831	5424 R	Drehknöpfe	im Paket mit Rotor FA-45-24-11 für 24x 1,5/2,0 ml	14.680 U/Min	4684,00€	3495,00 €
E-1828	5427 R	Drehknöpfe	im Paket mit Rotor FA-45-30-11 für 30x 1,5/2,0 ml	16.220 U/Min*	5278,00€	3945,00 €
E-1829	5427 R	Drehknöpfe	im Paket mit Rotor FA-45-48-11 für 48x 1,5/2,0 ml	16.220 U/Min*	5365,00€	3995,00 €

Einfach bestellt ▶ schnell geliefert

Bestell-Hotline 06221 8442-44 | neolab.de | Alle Preise zzgl. MwSt.

Eppendorf-Centrifuge 5430 R

Das Modell 5430 R vereint die Vorteile der Mikrozentrifuge (kleine Stellfläche) und die der Tischzentrifugen (Vielseitigkeit) in einem Gerät.

- ▶ Automatische Rotorerkennung
- ▶ Speichert bis zu 50 Routineprogramme
- ▶ **Menügeführte Bedienung in vier verschiedenen Sprachen:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
- ▶ „at set rpm“-Funktion für maximale Reproduzierbarkeit
- ▶ **Temperaturbereich:** -11 °C bis +40 °C
- ▶ + 4 °C bei max. Drehzahl mit allen Rotoren.
- ▶ Fast Temp pro-Funktion für eine programmierbare Vorkühlung nach Tag und Uhrzeit.
- ▶ Die Dauerkühlung hält die Temperatur nach Laufende konstant – Ihre Proben bleiben gekühlt.



*Die maximale Drehzahl ist abhängig vom jeweiligen Rotor.

Art.Nr.	Bedienung über	inklusive Rotor	Drehzahl MAX	Preis	Preis
E-1835	Folientastatur	im Paket mit Rotor FA-45-30-11 für 30x 1,5/2,0 ml	17.500 U/min*	6174,00-€	4595,00 €
E-1837	Drehknöpfe	im Paket mit Rotor FA-45-30-11 für 30x 1,5/2,0 ml	17.500 U/min*	6174,00-€	4595,00 €

PERSÖNLICHE BERATUNG VOR ORT | BUNDESWEIT

Unsere Laborberater im Außendienst mit Praxiserfahrung als Wissenschaftler stellen Ihnen unsere Produkte direkt vor Ort in Ihrem Labor vor. Das erleichtert Ihnen die Auswahl. Auch ganze Laboreinrichtungen können so in kürzester Zeit perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.



SALES ACCOUNTANTS



Markus Mrosek
+49(0)173 308 51 46
m.mrosek@neolab.de
Vertriebsleitung
Deutschland



Gudrun Weber
+49(0)174 337 83 34
g.weber@neolab.de
Region Mitte
Sales Accountant



Benjamin Gimber
+49(0)174 337 60 88
b.gimber@neolab.de
Region Mitte
Sales Accountant



Daniel Meyer
+49(0)173 693 26 74
d.meyer@neolab.de
Region Mitte
Sales Accountant



Frank Gärtner
+49(0)174 337 83 32
f.gaertner@neolab.de
Region Süd
Sales Accountant



Jürgen Traunecker
+49(0)174 337 83 37
j.traunecker@neolab.de
Region Süd
Sales Accountant



Dr. Silvia Hahn
+49(0)174 337 83 23
s.hahn@neolab.de
Region West
Sales Accountant



Bernard Tolj
+49(0)174 337 83 26
b.tolj@neolab.de
Region Süd
Sales Accountant



Laura Hartman
+49(0)174 337 83 39
l.hartman@neolab.de
Region Süd
Sales Accountant



Patrick Lenhard
+49(0)174 337 83 27
p.lenhard@neolab.de
Region Süd
Sales Accountant



Jochen Weber
+49(0)174 337 83 30
j.weber@neolab.de
Region Nord-Ost
Regionalleitung



Heiko Rath
+49(0)174 337 83 25
h.rath@neolab.de
Region Ost
Sales Accountant



Dr. Eckart Zöllner
+49(0)174 337 83 29
e.zoellner@neolab.de
Region Nord
Sales Accountant

Einfach bestellt ▶ schnell geliefert

Bestell-Hotline 06221 8442-44 | neolab.de | Alle Preise zzgl. MwSt.