





gültig bis 30.09.2017

neochrom®

SCHNAPPRING



ROLLRAND



GEWINDE



AKTIONSARTIKEL

Kurzwinde- fläschchen ND9

Aus Borosilikatglas der
1. hydrolytischen Klasse.



Best.-Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	Höhe x Ø	VE	Preis
EC-1025	Klarglas	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	7,20 €
EC-1026	Klarglas, mit Schriftfeld	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	7,80 €
EC-1027	Braunglas, mit Schriftfeld	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	8,50 €

AKTIONSARTIKEL

Rollrand- fläschchen ND11

Aus Borosilikatglas der
1. hydrolytischen Klasse.



Best.-Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	Höhe x Ø	VE	Preis
EC-1001	Klarglas	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	6,80 €
EC-1002	Klarglas, mit Schriftfeld	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	6,90 €
EC-1003	Braunglas, mit Schriftfeld	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	7,20 €

AKTIONSARTIKEL

Schraubverschlüsse ND9

Best.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis
EC-1034	Schraubkappe glatt (blau), 9 mm, rotes PTFE/weißes Silikon	100 St./Pack	17,10 €
EC-1035	Schraubkappe glatt (schwarz), 9 mm, rotes PTFE/weißes Silikon	100 St./Pack	17,10 €
EC-1044	Schraubkappe glatt (blau), 9 mm, rotes PTFE/weißes Silikon geschlitzt	100 St./Pack	17,40 €

Aktionspreis!




AKTIONSARTIKEL

Alu-Bördelverschlüsse ND11

Best.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis
EC-1015	Aluminium-Bördelverschluss (silber), 11 mm, klares PTFE/rotes Gummi	100 St./Pack	7,60 €
EC-1021	Aluminium-Bördelverschluss (silber), 11 mm, rotes PTFE/weißes Silikon	100 St./Pack	8,70 €

Aktionspreis!



Alle Preise zzgl. MwSt. Sondernettopreise gültig bis 30.09.2017.

neolab.de
Bestell-Hotline 062218442-44

Alle Preise zzgl. MwSt. | Eine größere Artikelauswahl finden Sie auf neolab.de

**Einfach bestellt
► schnell geliefert**



NEOCHROM, DIE NEUE CHROMATOGRAPHIE-LINIE VON NEOLAB.



Um unseren Kunden stets ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten zu können, beziehen wir unsere Fläschchen, Einsätze und Deckel nur von erstklassigen Qualitäts-Lieferanten.

Das neochrom-Sortiment umfasst eine große Auswahl an Fläschchen, Einsätzen und Deckeln in unterschiedlichen Größen. So finden Sie immer das passende Verbrauchsmaterial für Ihre speziellen

Anwendungen. Die Fläschchen unterscheiden sich durch ihre unterschiedlichen Maße und Verschlüsse. Die am häufigsten verwendeten Fläschchen haben die Maße 12 x 32 mm und 15 x 45 mm.


SPEZIELLE APPLIKATIONEN Rollrandfläschchen ND8

Probenfläschchen mit DIN-Rollrand ND8 in verschiedenen Volumina und Formen. Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.



Best.-Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	Höhe x Ø	VE	Preis
7-0600	Klarglas, flacher Boden	0.8	30 x 8.2 mm	100 St./Pack	10,20 €
7-0601	Klarglas, flacher Boden	0.7	40 x 7 mm	100 St./Pack	15,10 €
7-0602	Braunglas, flacher Boden	0.7	40 x 7 mm	100 St./Pack	24,80 €
7-0603	Klarglas, runder Boden	0.3	31.5 x 5.5 mm	100 St./Pack	18,90 €
7-0604	Klarglas, konisch	0.3	31.5 x 5.5 mm	100 St./Pack	24,10 €
7-0605	Klarglas, flacher Boden	1.2	40 x 8.2 mm	100 St./Pack	24,10 €
7-0606	Braunglas, flacher Boden	1.2	40 x 8.2 mm	100 St./Pack	14,60 €
7-0607	Klarglas, konisch	0.7	40 x 7 mm	100 St./Pack	22,30 €
7-0608	Braunglas, konisch	0.7	40 x 7 mm	100 St./Pack	23,50 €
7-0609	Braunglas, konisch	0.4	30 x 7 mm	100 St./Pack	24,10 €

Alu-Bördelverschlüsse ND8



Aluminium-Bördelverschlüsse ND8, farblos lackiert, mit Loch 4 mm. Verschlüsse mit unterschiedlichen Septen.

Best.-Nr.	Septum	Shore-H.	Dicke	VE	Preis
7-0610	Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent	60° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	6,90 €
7-0611	Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent	60° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	7,50 €
7-0623	Red Rubber/PTFE beige	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	9,50 €
7-0612	Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	18,70 €
7-0613	PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	26,00 €
7-0615	PTFE virginal	53° shore D	0.25 mm	100 St./Pack	6,40 €

Gewindefläschchen ND8, enge Öffnung


Gewindefläschchen mit Gewinde 8-425 für die GC und HPLC. Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	Höhe x Ø (mm)	VE	Preis
EC-1100	Klarglas	2.0	32 x 12	100 St./Pack	8,50 €
EC-1101	Klarglas m. Schriftfeld	2.0	32 x 12	100 St./Pack	9,10 €
7-0657	Braunglas	1.5	32 x 11.6	100 St./Pack	10,60 €
EC-1102	Braunglas m. Schriftfeld	2.0	32 x 12	100 St./Pack	10,80 €
7-0659	Klarglas, konisch	1.1	32 x 11.6	100 St./Pack	42,10 €



Schraubverschlüsse ND8

Schwarze Schraubverschlüsse ND8 aus PP, mit Gewinde 8-425. Verschlüsse mit unterschiedlichen Septen.



Best.-Nr.	Bezeichnung	Septum	Shore-H.	Dicke	VE	Preis
7-0666	Schraubkappe mit Loch	Naturkautschuk rot-orange/TEF transp.	60° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	11,80 €
7-0667	Schraubkappe mit Loch	Butyl rot/PTFE grau	55° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	12,70 €
EC-1300	Schraubkappe mit Loch	Red Rubber/PTFE beige	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	13,20 €
7-0668	Schraubkappe mit Loch	Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	22,30 €
7-0669	Schraubkappe mit Loch	PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	29,40 €
EC-1301	Schraubkappe mit Loch	Silikon creme/PTFE rot	55° shore A	1.5 mm	100 St./Pack	24,60 €
EC-1302	Schraubkappe mit Loch	Silikon weiß/PTFE rot, geschlitzt	45° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	46,20 €
7-0872	Schraubkappe geschlossen	Butyl rot/PTFE grau	55° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	13,20 €
7-0873	Schraubkappe geschlossen	Naturkautschuk rot-orange/TEF transp.	60° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	12,00 €
7-0874	Schraubkappe geschlossen	Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	22,30 €

Kurzwindefläschchen ND9, weite Öffnung

Die weite Öffnung erlaubt einfaches Befüllen mit viskosen Stoffen. Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	Höhe x Ø	VE	Preis
EC-1025	Klarglas	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	8,80 € 7,20 €
7-0674	Klarglas, silanisiert	1.5	32 x 11.6 mm	100 St./Pack	33,20 €
EC-1026	Klarglas, mit Schriftfeld	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	9,50 € 7,80 €
EC-1027	Braunglas, mit Schriftfeld	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	10,40 € 8,50 €
7-0678	Klarglas, mit 15 µl Innenkonus	1.1	32 x 11.6 mm	100 St./Pack	61,20 €
7-0684	Mikroflasche PP transparent	0.3	32 x 11.6 mm	100 St./Pack	14,00 €
7-0685	Mikroflasche PP braun	0.3	32 x 11.6 mm	100 St./Pack	18,50 €
7-0686	Mikroflasche PP transparent	0.7	32 x 11.6 mm	100 St./Pack	14,00 €



Schraubverschlüsse ND9

Farbige Schraubverschlüsse ND9 aus PP, mit Kurzwinde 9-425 und Loch 6 mm. Verschlüsse mit unterschiedlichen Septen.



Best.-Nr.	Septum	Farbe	Shore-H.	Dicke	VE	Preis
7-0707	PTFE virginal	blau	53° shore D	0.2 mm	100 St./Pack	10,10 €
7-0690	Naturkautschuk rot-orange/TEF transp.	blau	60° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	13,80 €
7-0693	Red Rubber/PTFE beige	blau	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	14,70 €
7-0695	Silikon weiß/PTFE rot	blau	55° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	23,30 €
EC-1304	PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	blau	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	25,20 €
7-0699	Silikon weiß/PTFE blau, geschlitzt	blau	55° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	35,00 €
EC-1305	Silikon weiß/PTFE rot, geschlitzt (Y)	blau	55° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	26,30 €
7-0709	PTFE virginal	schwarz	53° shore D	0.2 mm	100 St./Pack	10,10 €
7-0692	Naturkautschuk rot-orange/TEF transp.	schwarz	60° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	13,80 €
EC-1306	Red Rubber/PTFE beige	schwarz	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	17,70 €
7-0697	Silikon weiß/PTFE rot	schwarz	55° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	23,30 €
EC-1307	PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	schwarz	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	25,20 €
7-0701	Silikon weiß/PTFE blau, geschlitzt	schwarz	55° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	35,00 €

Gewindefläschchen ND10

Best.-Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	Höhe x Ø	VE	Preis
EC-1308	Klarglas	1.5	32 x 11.6 mm	100 St./Pack	10,80 €
EC-1110	Klarglas, mit Schriftfeld	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	11,50 €
EC-1111	Braunglas, mit Schriftfeld	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	12,90 €

Gewindefläschchen ND10
Aus Borosilikatglas der
1. hydrolytischen Klasse.



Schraubverschlüsse ND10



Schraubverschlüsse ND10 aus PP,
schwarz, mit Gewinde 10-425 und
Loch 7 mm. Verschlüsse mit unter-
schiedlichen Septen.



Best.-Nr.	Septum	Shore-H.	Dicke	VE	Preis
7-0728	Naturkautschuk rot-orange/TEF transp.	60° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	15,40 €
7-0729	Silikon weiß/ PTFE rot	45° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	26,70 €
7-0730	Silikon weiß/ PTFE beige	45° shore A	1.5 mm	100 St./Pack	27,10 €
7-0731	PTFE rot/ Silikon weiß/ PTFE rot	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	33,60 €
7-0732	Silikon weiß/ PTFE blau, geschlitzt	55° shore A	1.5 mm	100 St./Pack	38,00 €
EC-1309	Naturkautschuk rot-orange/TEF transp.	60° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	17,00 €

Rollrandfläschchen ND11

Die weite Öffnung erlaubt ein einfaches Befüllen.
Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	VE	Preis
EC-1001	Klarglas	2.0	100 St./Pack	8,20 €
EC-1002	Klarglas, mit Schriftfeld	2.0	100 St./Pack	8,40 €
EC-1003	Braunglas, mit Schriftfeld	2.0	100 St./Pack	8,80 €
7-0627	TPX-Flasche transparent mit integr. Glas-Mikroeinsatz	0.2	100 St./Pack	52,20 €

6,80 €
6,90 €
7,20 €



Alu-Bördelverschlüsse ND11



Aluminium-Bördel-
verschlüsse ND11,
farblos lackiert, mit
Loch 5,5 mm.
Verschlüsse mit unter-
schiedlichen Septen.



Best.-Nr.	Septum	Shore-H.	Dicke	VE	Preis
EC-1310	Naturkautschuk rot-orange/TEF transp.	60° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	8,20 €
EC-1311	Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF transp.	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	8,30 €
EC-1312	Red Rubber/PTFE beige	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	9,00 €
EC-1313	Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	22,30 €
EC-1314	Silikon dunkelblau/PTFE weiß	45° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	28,60 €
EC-1315	PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	30,70 €
EC-1316	Silikon weiß/PTFE blau, kreuzgeschlitzt	55° shore A	1.5 mm	100 St./Pack	46,90 €
7-0640	Butyl rot/PTFE grau	55° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	12,70 €
7-0641	PTFE grau/Butyl rot/PTFE grau	55° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	14,60 €
7-0646	PTFE virginal	53° shore D	0.25 mm	100 St./Pack	9,90 €

Schnappringfläschchen ND11

Schnappringflaschen ND11 mit verschiedenen Volumina.
Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	Höhe x Ø	VE	Preis
7-0748	Klarglas	1.5	32 x 11,6 mm	100 St./Pack	10,20 €
EC-1053	Klarglas, mit Schriftfeld	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	10,50 €
EC-1054	Braunglas, mit Schriftfeld	2.0	32 x 12 mm	100 St./Pack	11,90 €
7-0627	TPX-Flasche transparent mit integr. Glas-Mikroeinsatz	0.2	32 x 11.6 mm	100 St./Pack	52,20 €
7-0720	Mikroflasche PP transparent	0.3	32 x 11.6 mm	100 St./Pack	13,10 €



PE-Schnappringkappen ND11

Schnappringkappen ND11 transparent aus PE, mit Loch 6 mm. Verschlüsse mit unterschiedlichen Septen.

Best.-Nr.	Septum	Shore-H.	Material	VE	Preis
7-0751	Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent	60° shore A	PE, weich	100 St./Pack	13,90 €
EC-1319	Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent	60° shore A	PE, hart	100 St./Pack	13,90 €
EC-1317	Red Rubber/PTFE beige	45° shore A	PE, weich	100 St./Pack	18,20 €
EC-1320	Red Rubber/PTFE beige	45° shore A	PE, hart	100 St./Pack	18,20 €
7-0761	PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	PE, weich	100 St./Pack	30,70 €
EC-1322	PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	PE, hart	100 St./Pack	30,70 €
7-0758	Silikon weiß/PTFE blau, kreuzgeschlitzt	55° shore A	PE, weich	100 St./Pack	37,40 €
EC-1323	Silikon weiß/PTFE blau, kreuzgeschlitzt	55° shore A	PE, hart	100 St./Pack	37,40 €
7-0755	Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	PE, weich	100 St./Pack	27,20 €
EC-1321	Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	PE, hart	100 St./Pack	27,20 €
EC-1318	Silikon weiß/PTFE rot, angeschlitzt (Y)	45° shore A	PE, weich	100 St./Pack	39,60 €
EC-1324	Silikon weiß/PTFE rot, angeschlitzt (Y)	45° shore A	PE, hart	100 St./Pack	39,60 €



Mikroeinsätze für Fläschchen ND9, ND10, ND11



Mikroeinsätze aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse. Geeignet für:
Kurzgewindefläschchen ND9, Gewindefläschchen ND10, Rollrandfläschchen ND11

Best.-Nr.	Bezeichnung	Nutzvol. (ml)	Höhe x Ø	VE	Preis
7-0632	Mikroeinsatz konisch, 15 mm Spitze	0.25	31 x 6 mm	100 St./Pck.	18,10 €
7-0633	silanisiert, konisch, 15 mm Spitze	0.1	31 x 6 mm	100 St./Pck.	47,00 €
7-0634	konisch, 12 mm Spitze	0.3	31 x 6 mm	100 St./Pck.	18,50 €
7-0635	konisch, mit Polymerfuß	0.25	29 x 5.7 mm	100 St./Pck.	51,90 €
7-0636	silanisiert, konisch, mit Polymerfuß	0.25	29 x 5.7 mm	100 St./Pck.	77,50 €
7-0637	flacher Boden	0.35	31 x 6 mm	100 St./Pck.	14,60 €

NEOLAB
ONLINE SHOP

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment
im neuen Online-Shop: www.neolab.de



for my lab
neolab

Gewindefläschchen ND13



Standard-Probenfläschchen aus Klar- oder Braunglas mit weiter Öffnung.
4 ml Inhalt, Gewinde 13-425. Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.


Best.-Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	Höhe x Ø	VE	Preis
7-0764	Klarglas	4.0	45 x 14.7 mm	100 St./Pack	13,50 €
7-0765	Klarglas, mit Schriftfeld	4.0	45 x 14.7 mm	100 St./Pack	14,30 €
7-0766	Braunglas	4.0	45 x 14.7 mm	100 St./Pack	14,30 €
7-0767	Braunglas, mit Schriftfeld	4.0	45 x 14.7 mm	100 St./Pack	15,10 €

Mikroinserte für Gewindefläschchen ND13

Best.-Nr.	Bezeichnung	Nutzvol. (ml)	Höhe x Ø	VE	Preis
7-0768	Mikroinsert Klarglas, konisch, 15 mm Spitze	0.3	40 x 6 mm	100 St./Pck.	22,40 €
7-0769	Metallfeder für Mikroinsert 7-0768			100 St./Pck.	7,60 €

Schraubverschlüsse ND13

Schwarze Schraubverschlüsse ND13 aus PP, mit Gewinde 13-425. Mit Loch 8,5 mm oder geschlossen. Verschlüsse mit unterschiedlichen Septen.



Best.-Nr.	Bezeichnung	Septum	Shore-H.	Dicke	VE	Preis
7-0770	Kappe mit Loch	Naturkautschuk rot-orange/TEF transp.	60° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	15,90 €
7-0772	Kappe mit Loch	Silikon creme/PTFE rot	55° shore A	1.5 mm	100 St./Pack	29,30 €
7-0774	Kappe mit Loch	Butyl rot/PTFE grau	55° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	18,80 €
7-0776	Kappe mit Loch	PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	1.0 mm	100 St./Pack	37,10 €
EC-1325	Kappe mit Loch	Silikon dunkelblau/PTFE weiß	45° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	37,10 €
7-0777	Kappe mit Loch	Silikon weiß/PTFE blau, kreuzgeschlitzt	55° shore A	1.5 mm	100 St./Pack	41,40 €
7-0771	Kappe geschlossen	Naturkautschuk rot-orange/TEF transp.	60° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	16,20 €
7-0775	Kappe geschlossen	Butyl rot/PTFE grau	55° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	19,30 €
7-0773	Kappe geschlossen	Silikon creme/PTFE rot	55° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	29,60 €

Feingewindeflaschen ND18

Best.-Nr.	Farbe	Vol. (ml)	Höhe x Ø (mm)	VE	Preis
7-0840	klar	10	46 x 22,5	100 St./Pack	24,30 €
7-0841	braun	10	46 x 22,5	100 St./Pack	38,90 €
7-0842	klar	20	75,5 x 22,5	100 St./Pack	27,50 €
7-0843	braun	20	75,5 x 22,5	100 St./Pack	42,10 €

Headspaceflaschen mit Gewinde ND18, mit gerundetem Boden. Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.



Magnetische Schraubverschlüsse ND18

Magnetische Schraubverschlüsse ND18, silber, montiert mit Septen. Mit Loch 8 mm Ø oder geschlossen.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Septum	Shore-H.	Dicke	VE	Preis
7-0845	Kappe mit Loch	Silikon blau transp./PTFE transp.	45° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	55,50 €
7-0846	Kappe mit Loch	Silikon weiß/PTFE blau	55° shore A	1.5 mm	100 St./Pack	70,00 €
7-0847	Kappe mit Loch	Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	54,90 €
7-0849	Kappe mit Loch	Butyl rot/PTFE grau	55° shore A	1.6 mm	100 St./Pack	31,40 €
EC-1326	Kappe mit Loch	Silikon weiß/Aluminiumfolie silber	50° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	91,10 €
7-0850	Kappe geschlossen	Butyl rot/PTFE grau	55° shore A	1.6 mm	100 St./Pack	33,30 €
7-0848	Kappe geschlossen	Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	1.3 mm	100 St./Pack	57,40 €



neoLab-Rollrandflaschen ND20

Best.-Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	Höhe x Ø	VE	Preis
7-0798	Klarglas, flacher Boden	5.0	38 x 20 mm	100 St./Pack	21,10 €
7-0799	Klarglas, flacher Boden	10.0	54.5 x 20 mm	100 St./Pack	22,30 €
7-0800	Klarglas, flacher Boden	50.0	101 x 31 mm	100 St./Pack	46,90 €

Standardflaschen für die GC und die HPLC mit Rollrand ND20. Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.

Bördelverschlüsse ND20

Bördelverschlüsse ND20. Verschlüsse mit unterschiedlichen Septen.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Loch-Ø	Septum	Shore-H.	Dicke	VE	Preis
7-0810	Aluminiumkappe	silber	10 mm	Butyl dunkelgrau	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	15,70 €
7-0813	Mittelabrissskappe	silber	-	Butyl dunkelgrau	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	15,30 €
7-0814	Ganzabrissskappe	silber	-	Butyl dunkelgrau	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	15,70 €
7-0815	Aluminiumkappe	silber	10 mm	Butyl/PTFE grau	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	23,90 €
7-0817	Magnetische Bördelkappe	gold	8 mm	Butyl/PTFE grau	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	26,80 €
7-0818	Mittelabrissskappe	silber	-	Butyl/PTFE grau	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	24,40 €
7-0819	Ganzabrissskappe	silber	-	Butyl/PTFE grau	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	24,80 €
7-0820	Aluminiumkappe	silber	10 mm	Pharma-Fix Butyl/PTFE	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	32,40 €
7-0822	Magnetische Bördelkappe	gold	8 mm	Pharma-Fix Butyl/PTFE	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	35,60 €
7-0824	Ganzabrissskappe	silber	-	Pharma-Fix Butyl/PTFE	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	33,60 €
7-0825	Aluminiumkappe	silber	10 mm	Silikon blau transp./PTFE transp.	45° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	44,60 €
7-0827	Magnetische Bördelkappe	gold	5 mm	Silikon blau transp./PTFE transp.	45° shore A	3.2 mm	100 St./Pack	47,70 €
7-0830	Ganzabrissskappe	silber	-	Silikon blau transp./PTFE transp.	45° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	45,70 €
7-0831	Aluminiumkappe	silber	10 mm	Silikon weiß/PTFE beige	45° shore A	3.2 mm	100 St./Pack	46,30 €
7-0833	Aluminiumkappe	silber	10 mm	Silikon weiß/Alufolie silber	50° shore A	3.2 mm	100 St./Pack	59,10 €



Headspaceflaschen ND20

Headspaceflaschen ND20. Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.



Best.-Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	Höhe x Ø	VE	Preis
7-0788	Klarglas, Boden gerundet	5.0	38.2 x 22 mm	100 St./Pack	21,60 €
7-0789	Klarglas, Boden gerundet	10.0	46 x 22.5 mm	100 St./Pack	22,30 €
7-0790	Braunglas, Boden gerundet	10.0	46 x 22.5 mm	100 St./Pack	25,40 €
7-0791	Klarglas, flacher Boden	10.0	46 x 22.5 mm	100 St./Pack	22,30 €
7-0792	Klarglas, Boden gerundet	20.0	75.5 x 22.5 mm	100 St./Pack	23,50 €
7-0793	Braunglas, Boden gerundet	20.0	75.5 x 22.5 mm	100 St./Pack	26,20 €
7-0794	Klarglas, Boden gerundet, mit Schriftfeld	20.0	75.5 x 23 mm	100 St./Pack	25,40 €
7-0795	Klarglas, flacher Boden	20.0	75.5 x 22.5 mm	100 St./Pack	24,00 €
7-0796	Klarglas, Boden gerundet	20.0	75.5 x 23 mm	100 St./Pack	23,50 €
7-0797	Braunglas, Boden gerundet	20.0	75.5 x 23 mm	100 St./Pack	31,30 €



Headspacekappen ND20

Headspace-Kappen ND20, farblos lackiert mit Überdrucksicherung.
Verschlüsse mit unterschiedlichen Septen.

Best.-Nr.	Septum	Shore-H.	Dicke	VE	Preis
7-0811	Butyl dunkelgrau	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	15,70 €
7-0816	Butyl/PTFE grau	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	24,70 €
7-0821	Pharma-Fix Butyl/PTFE	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	33,40 €
7-0826	Silikon blau transp./PTFE transp.	45° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	45,60 €
7-0832	Silikon weiß/PTFE beige	45° shore A	3.2 mm	100 St./Pack	47,30 €
7-0834	Silikon weiß/Alufolie silber	50° shore A	3.0 mm	100 St./Pack	59,90 €



Bördelzangen



Bördelzangen mit chemisch resistenter Oberflächenlackierung, speziell abgestimmt auf den Einsatz im Labor.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Für	Preis
7-0620	Verschleißzange	8 mm Bördelkappen	235,00 €
7-0650	Verschleißzange	11 mm Bördelkappen	228,70 €
7-0900	Verschleißzange	13 mm Bördelkappen	240,30 €
7-0785	Verschleißzange	20 mm Bördelkappen	242,80 €
7-0621	Öffnungszange	8 mm Bördelkappen	237,90 €
7-0651	Öffnungszange	11 mm Bördelkappen	228,70 €
7-0901	Öffnungszange	13 mm Bördelkappen	251,60 €
7-0786	Öffnungszange	20 mm Bördelkappen	253,00 €

Ständer für Autosampler-Fläschchen

Praktische Flaschenständer aus transparentem Acryl, erleichtern den Transport und die Handhabung von Probenfläschchen.



Best.-Nr.	Bohrungen	Plätze	Maße (L x B x H)	Preis
7-0619	8,5 / 3 mm Ø	50	173 x 95 x 20 mm	58,60 €
7-0649	12 mm Ø	50	173 x 95 x 20 mm	58,60 €
7-0781	15,1 mm Ø	40	175,8 x 115,5 x 20 mm	58,60 €
7-0787	24 mm Ø	25	160 x 160 x 30 mm	58,60 €

Alle Preise zzgl. MwSt. Sondernettopreise gültig bis 30.09.2017

NEOLAB ONLINE SHOP

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment
im neuen Online-Shop: www.neolab.de



**Schnell &
komfortabel
bestellen**



Online im Webshop

www.neolab.de

www.myneolab.de (E-Procurement Lösung)



Per E-Mail

bestellung@neolab.de



Kurz anrufen

+49 (0)6221 84 42-44

Mo.-Do.: 7.30-18.00 Uhr | Fr.: 7.30-16.00 Uhr



Schicken Sie ein Fax

+49 (0)6221 84 42-99 33

Faxformular zum Download: www.neolab.de