



Technisches Datenblatt

BINGOLD Nitril 30PLUS

Stand 30.04.2024

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	633221	633222	633223	633224
PZN	14293193	14293201	14293218	14293224
GTIN Karton	4004034633230	4004034633254	4004034633278	4004034633292
GTIN Dispenser	4004034633223	4004034633247	4004034633261	4004034633285
Gewicht	2,6 +/- 0,2 g	3,0 +/- 0,2 g	3,3 +/- 0,2 g	3,8 +/- 0,2 g

Beschreibung	Einweghandschuhe, texturierte Fingerspitzen, puderfrei			
Material	Nitril			
Farbe	weiss			
Passform	beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm
Wandstärke	Finger: 0.07 mm +/- 5 % Handfläche: 0.06 mm +/- 5 % Stulpe: 0.05 mm +/- 5 %			
Reißkraft	Vor Alterung: Nach Alterung:	Median/min 6.0 N Median/min 6.0 N		
Dehnbarkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 500.0% Min. 400.0%		
Reißfestigkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 14.0 Mpa Min. 14.0 Mpa		
Qualitätsstandard	EN 455			
	CE Cat. III			
	EN ISO 374-2:2019			
	EN ISO 374-4:2019			
	EN 16523-1:2015+A1:2018			
	PSA (EU) 2016/425			
	MDR (EU) 2017/745			
	EN ISO 21420:2020			
				
	Für alle Lebensmittel geeignet			
Qualitätsstandard				
	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B			
				
	EN ISO 374-5:2016			
Qualitätsstandard				
	Medizinprodukt Klasse I			

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	-13.8	6
Wasserstoffperoxid 30%/ P	7.6	3
Formaldehyd 37%/ T	-39.5	6
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton
Verpackungsdimension Dispenser	Länge: 220 mm Breite: 110 mm Höhe: 50 mm	
Verpackungsdimension Karton	Länge: 263 mm Breite: 233 mm Höhe: 237 mm	
Palettenfaktor	Kartons pro Lage: 15 Lage pro Palette: 7	
Haltbarkeit ab Produktionsdatum	Mind. 36 Monate	

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

BINGOLD GmbH + Co. KG
A SUND GROUP COMPANY
Victoriaallee 1 · 22143 Hamburg
Tel. +49 40 53 80 96-410 • Fax +49 40 53 80 96-429
info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323
Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH HRB 21068
Geschäftsführer: Martin Klostermann, Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.