



neolab[®] SnapIt-Ampullenöffner, Personal, Regular, blau

Product Images



Beschreibung

SnapIt – Der einfache und sichere Weg, Glasampullen zu öffnen. Schützen Sie sich vor Kontaminationsrisiken und Schnittverletzungen. Einfach den Ampullenhals in den SnapIt-Ampullenöffner einführen, durch Knicken wird die Ampulle geöffnet, der Ampullenhals kann danach sicher in den Abfallbehälter abgeworfen werden. Der SnapIt-Ampullenöffner ist leicht zu reinigen und kann bei Bedarf autoklaviert werden. Die flache Seite beim SnapIt Trolley verhindert ein Wegrollen des Ampullenöffners.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	2-0040
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072047375
Farbe	blau
Form	zylindrisch
für Gefäße mit Volumen bis	15 ml

