

# Acura® capillar

Überzeugend, selbst mit heiklen Flüssigkeiten

*neu*

## Direktverdrängungs- Mikropipetten



Hoch effiziente Direktverdrängungs-Mikropipetten mit auswechselbaren Glaskapillaren und ETFE-beschichtetem Kolben. Ergonomische Form sowie sanfte Aktivierung der Funktionen sorgen für einen optimalen Handkomfort beim Pipettieren von dichten, viskosen, schäumenden oder flüchtigen Flüssigkeiten.

### Eigenschaften der Acura® capillar 846:

- Schlanke Form, komfortable Fingerstütze
- Sanfter Kolbenhub
- Verlässliche stufenweise Volumen Anpassung
- Abgestimmte Farbkodierung auf Pipetten, Kolben und Kapillaren
- Edelstahlkolben, ETFE-beschichtet



Die Acura® capillar  
**846**

# Acura<sup>®</sup> capillar

Überzeugend, selbst mit heiklen Flüssigkeiten



## Verbesserter Pipettierkomfort

Der schlanke Schaft sowie die komfortable Rundung der Fingerstütze passen sich jeder Hand in natürlicher Weise an.

## ► Sanfte Aktivierung

Technisch gut entwickeltes Federungssystem verringert den Kolben Kraftaufwand.



## ► Verlässliche Volumeneingabe

Jede Pipette verfügt über fünf vorgegebene, leicht einstellbare Volumen. Deutliche Ablesung auf dem Zylinder.



## ► Farbkodierung

Pipette, Kolben und Glaskapillare sind mit einem identischen Farbton gekennzeichnet.



## ► ETFE beschichteter Kolben

Edles chemisch resistentes ETFE-Material bietet hervorragende Sicherheit bei direktem Flüssigkeitskontakt.

## ► Garantie

Model 846 nicht autoklavierbar. Instrumente mit drei Jahren Garantie.



# 846

1 - 5 µl  
5 - 25 µl  
10 - 50 µl  
60 - 100 µl  
100 - 200 µl

## Pipettenhalter 340

Platzsparende Ablage bis zu drei Instrumenten.

## Performance et commande - Instrument

| Volumen                | Unrichtigkeit (E%) |             |             | Unpräzision (CV%) |          |           | Kat. Nr. |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-----------|----------|
|                        | Min. Vol.          | Zw. Vol.    | Max. Vol.   | Min. Vol.         | Zw. Vol. | Max. Vol. |          |
| 1-2-3-4-5 µl           | < +/- 3.0 %        | < +/- 2.3 % | < +/- 2.0 % | < 2.5 %           | < 2.0 %  | < 1.2 %   | 846.005  |
| 5-10-15-20-25 µl       | < +/- 1.5 %        | < +/- 1.2 % | < +/- 0.8 % | < 1.0 %           | < 0.9 %  | < 0.6 %   | 846.025  |
| 10-20-30-40-50 µl      | < +/- 1.2 %        | < +/- 1.0 % | < +/- 0.7 % | < 0.8 %           | < 0.7 %  | < 0.4 %   | 846.050  |
| 60-75-80-90-100 µl     | < +/- 0.7 %        | < +/- 0.7 % | < +/- 0.7 % | < 0.6 %           | < 0.5 %  | < 0.3 %   | 846.100  |
| 100-120-150-175-200 µl | < +/- 0.7 %        | < +/- 0.7 % | < +/- 0.7 % | < 0.3 %           | < 0.3 %  | < 0.3 %   | 846.200  |

Leistungswerte wurden mit destilliertem Wasser, bei einer konstanten ( $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ) Raumtemperatur zwischen 20 und  $25^\circ\text{C}$ , gemäss ISO 8655 erreicht.

## Commande - Accessoires

| Farbkodierung               | Verpackung | Kat. Nr. | Farbkodierung       | Verpackung | Kat. Nr. |
|-----------------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|
| <b>Ersatz Glaskapillare</b> |            |          | <b>Ersatzkolben</b> |            |          |
| Weiss                       | 200 / Vpk  | 341.005  | Stahl               | 5 / Vpk    | 342.005  |
| 2 x weiss                   | 200 / Vpk  | 341.025  | Weiss               | 5 / Vpk    | 342.025  |
| Grün                        | 200 / Vpk  | 341.050  | Grün                | 5 / Vpk    | 342.050  |
| Blau                        | 200 / Vpk  | 341.100  | Blau                | 5 / Vpk    | 342.100  |
| Rot                         | 100 / Vpk  | 341.200  | Rot                 | 5 / Vpk    | 342.200  |

| Beschreibung                                                      | Verpackung | Kat. Nr. |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Drei Positionen Pipettenhalter für alle Socorex Modelle, hellgrau | 1 / Vpk    | 320.340  |



## Ihr Fachhandel

**SOCOREX**  
SWISS

**SOCOREX ISBA SA**  
Champ-Colomb 7, Postfach  
1024 Ecublens/Lausanne  
Schweiz