

Acura® capillar

Überzeugend, selbst mit heiklen Flüssigkeiten

neu

Direktverdrängungs- Mikropipetten



Hoch effiziente Direktverdrängungs-Mikropipetten mit auswechselbaren Glaskapillaren und ETFE-beschichtetem Kolben. Ergonomische Form sowie sanfte Aktivierung der Funktionen sorgen für einen optimalen Handkomfort beim Pipettieren von dichten, viskosen, schäumenden oder flüchtigen Flüssigkeiten.

Eigenschaften der Acura® capillar 846:

- Schlanke Form, komfortable Fingerstütze
- Sanfter Kolbenhub
- Verlässliche stufenweise Volumen Anpassung
- Abgestimmte Farbkodierung auf Pipetten, Kolben und Kapillaren
- Edelstahlkolben, ETFE-beschichtet



Die Acura® capillar
846

Acura[®] capillar

Überzeugend, selbst mit heiklen Flüssigkeiten



Verbesserter Pipettierkomfort

Der schlanke Schaft sowie die komfortable Rundung der Fingerstütze passen sich jeder Hand in natürlicher Weise an.

► Sanfte Aktivierung

Technisch gut entwickeltes Federungssystem verringert den Kolben Kraftaufwand.



► Verlässliche Volumeneingabe

Jede Pipette verfügt über fünf vorgegebene, leicht einstellbare Volumen. Deutliche Ablesung auf dem Zylinder.



► Farbkodierung

Pipette, Kolben und Glaskapillare sind mit einem identischen Farbton gekennzeichnet.



► ETFE beschichteter Kolben

Edles chemisch resistentes ETFE-Material bietet hervorragende Sicherheit bei direktem Flüssigkeitskontakt.

► Garantie

Model 846 nicht autoklavierbar. Instrumente mit drei Jahren Garantie.



846

1 - 5 µl
5 - 25 µl
10 - 50 µl
60 - 100 µl
100 - 200 µl

Pipettenhalter 340

Platzsparende Ablage bis zu drei Instrumenten.

Performance et commande - Instrument

Volumen	Unrichtigkeit (E%)			Unpräzision (CV%)			Kat. Nr.
	Min. Vol.	Zw. Vol.	Max. Vol.	Min. Vol.	Zw. Vol.	Max. Vol.	
1-2-3-4-5 µl	< +/- 3.0 %	< +/- 2.3 %	< +/- 2.0 %	< 2.5 %	< 2.0 %	< 1.2 %	846.005
5-10-15-20-25 µl	< +/- 1.5 %	< +/- 1.2 %	< +/- 0.8 %	< 1.0 %	< 0.9 %	< 0.6 %	846.025
10-20-30-40-50 µl	< +/- 1.2 %	< +/- 1.0 %	< +/- 0.7 %	< 0.8 %	< 0.7 %	< 0.4 %	846.050
60-75-80-90-100 µl	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< 0.6 %	< 0.5 %	< 0.3 %	846.100
100-120-150-175-200 µl	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< 0.3 %	< 0.3 %	< 0.3 %	846.200

Leistungswerte wurden mit destilliertem Wasser, bei einer konstanten ($\pm 0.5^\circ\text{C}$) Raumtemperatur zwischen 20 und 25°C , gemäss ISO 8655 erreicht.

Commande - Accessoires

Farbkodierung	Verpackung	Kat. Nr.	Farbkodierung	Verpackung	Kat. Nr.
Ersatz Glaskapillare			Ersatzkolben		
Weiss	200 / Vpk	341.005	Stahl	5 / Vpk	342.005
2 x weiss	200 / Vpk	341.025	Weiss	5 / Vpk	342.025
Grün	200 / Vpk	341.050	Grün	5 / Vpk	342.050
Blau	200 / Vpk	341.100	Blau	5 / Vpk	342.100
Rot	100 / Vpk	341.200	Rot	5 / Vpk	342.200

Beschreibung	Verpackung	Kat. Nr.
Drei Positionen Pipettenhalter für alle Socorex Modelle, hellgrau	1 / Vpk	320.340



Ihr Fachhandel



SOCOREX ISBA SA
Champ-Colomb 7, Postfach
1024 Ecublens/Lausanne
Schweiz