

*Tragetasche für den Transport
von Proben aus biologischen
Stoffen.*



L.E.S.S. FRANCE



Die Biohazard Kühltasche *ist eine isolierte Tragetasche.*

Die verstärkte Tasche kann für den krankenhauses internen Transport und als externe Umverpackung für den Versand von Proben aus biologischen Stoffen der Kategorie B (UN3373) gemäß den internationalen und europäischen Normen und Richtlinien für den Transport von ansteckungsgefährlichen Stoffen (ADR – WHO – ISO 15189) verwendet werden.

Tragetasche für den Transport von Proben aus biologischen Stoffen.

Produktinformationen

Beschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Proben können bis zu 6 Stunden bei gleichbleibender Temperatur mit Hilfe von eutektischen Platten transportiert werden • Entspricht den Vorschriften UN3373 • Gemäß der Verpackungsanweisung P650 der ADR-Klasse 6.2 von einem externen Prüflabor getestet
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Außenseite aus wasserbeständigem, leicht zu reinigendem Polyester (doppelte Polyurethan-Isolierung) verstärkt durch austauschbaren Boden (PVC >3 mm)
Lagersortiment	<p>Artikelnr.: 1-1391</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 220 × 180 × 200 mm • Füllmenge: 6 l • Gewicht: 0,40 kg <p>Artikelnr.: 1-1392</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 340 × 260 × 260 mm • Füllmenge: 16 l • Gewicht: 1,25 kg <p>Artikelnr.: 1-1393</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 400 × 320 × 360 mm • Füllmenge: 32 l • Gewicht: 1,70 kg <p>Artikelnr.: 1-1394</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 600 × 350 × 360 mm • Füllmenge: 65 l • Gewicht: 2,90 kg
Druck des Lagersortiments	<ul style="list-style-type: none"> • UN3373-Logo • MATIÈRE BIOLOGIQUE CATEGORIE B / BIOLOGICAL SUBSTANCE CATEGORY B / BIOLOGISCHER STOFF KATEGORIE B
Verschluss / Öffnung	<ul style="list-style-type: none"> • Verstärkter Reißverschluss, optional mit Vorhängeschloss
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatursensor für die Überwachung der Innentemperatur der Tasche • Stabile und starre Sekundärverpackung: -Multi-Box • Flexible Sekundärverpackung: -Speci-Bag • Kühlelemente (z. B. Eutektische Platte) • Etiketten mit dem UN3373-Logo bedruckt gemäß ADR Richtlinien für Umverpackung verfügbar

