



## Datenblatt

Qualität:	<b>Blottingpapier</b>
Sorte:	BP002
Spezifikation:	Nr. 1025
Rohstoff	Linters
Formate/Bogen:	auf Anfrage, passend zur Maschinenbreite von 128 cm beschnittene Breite
Formate/Rolle:	max. Rollenbreite 128 cm max. Außendurchmesser 80 cm auf Papphülse 150 mm l.W.
Beschreibung:	Weißes ungeleimtes Papier, zum Aufsaugen jeglicher Art von Flüssigkeiten geeignet.

Prüfparameter	Einheit	Nominell	Testmethode
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	192	EN ISO 536
Dicke	mm	0,35	EN 20534
Naßfestigkeit	mm WS	mind. 300	Werkstandard
Saughöhe	mm/10 min	65	DIN ISO 8787
Wasseraufnahme	g/m <sup>2</sup>	270	Werkstandard

Besonderes	
Testbedingungen	23 Grad Celsius, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit (ISO 187)
Entsorgung	Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel nach "Europäisches Abfallverzeichnis (AVV)": 150202* und 150203.

Die Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand.  
Die angegebenen Werte verstehen sich als typische Mittelwerte.