

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNICAL DATA SHEET



BOROSTAR

Bezeichnung

Description

Erlenmeyerkolben, Weithals

Erlenmeyer flask, wide neck

Glasart / Anwendung

Type of Glass / application

Borosilikatglas 3.3
chemisch hochbeständig, gute
Temperaturwechselbeständigkeit. Vielseitig
einsetzbar, Glasapparatebau, Laborartikel,
kunstgewerbliche Zwecke

Borosilicate glass 3.3, highly chemically resistant, good thermal shock resistance. Versatile applications, glass apparatus construction, laboratory articles, arts and crafts purposes

Eigenschaften

Features

mit Graduierung

with graduation

Skala

Scale

Weiß

White

Teilung

Division

Ja

Yes

Artikel Nummer Article Number	Inhalt Capacity	Durchmesser Diameter	Höhe Height
BO-0028	25 ml	42 mm	70 mm
BO-0029	50 ml	51 mm	85 mm
BO-0030	100 ml	64 mm	105 mm
BO-0031	250 ml	85 mm	140 mm
BO-0032	300 ml	88 mm	158 mm
BO-0033	500 ml	105 mm	175 mm
BO-0034	1000 ml	131 mm	280 mm

Ihr exklusiver BOROSTAR Händler

neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg, Deutschland

T +49 6221 8442-0
F +49 6221 8442-33
www.neolab.de

USt.-ID: DE143450657
Steuernummer: 32496/38058
Amtsgericht Mannheim HRB 333216

Geschäftsführer:
Thorsten Migge