

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNICAL DATA SHEET



BOROSTAR

Bezeichnung

Description

Bechergläser, niedere Form

Beakers, low form

Glasart / Anwendung

Type of Glass / application

Borosilikatglas 3.3
chemisch hochbeständig, gute
Temperaturwechselbeständigkeit. Vielseitig
einsetzbar, Glasapparatebau, Laborartikel,
kunstgewerbliche Zwecke

Borosilicate glass 3.3, highly chemically resistant, good thermal shock resistance. Versatile applications, glass apparatus construction, laboratory articles, arts and crafts purposes

Eigenschaften

Features

mit Graduierung

with graduation

Skala

Scale

Weiß

White

Teilung

Division

Ja

Yes

Ausguss

Spout

Ja

Yes

Artikel Nummer Article Number	Inhalt Capacity	Durchmesser Diameter	Höhe Height
BO-0005	25 ml	34 mm	52 mm
BO-0006	50 ml	42 mm	62 mm
BO-0007	100 ml	50 mm	72 mm
BO-0008	150 ml	60 mm	82 mm
BO-0009	250 ml	70 mm	97 mm
BO-0010	400 ml	80 mm	113 mm
BO-0011	600 ml	90 mm	128 mm
BO-0012	800 ml	100 mm	138 mm
BO-0013	1000 ml	105 mm	148 mm
BO-0014	2000 ml	130 mm	188 mm

Ihr exklusiver BOROSTAR Händler

neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg, Deutschland

T +49 6221 8442-0
F +49 6221 8442-33
www.neolab.de

USt.-ID: DE143450657
Steuernummer: 32496/38058
Amtsgericht Mannheim HRB 333216

Geschäftsführer:
Thorsten Migge