


PCR – Workstation Standard Version

ohne UVC - Luftrezirkulation



**PCR-Workstation Standard klein:**

Bestellnummer: **7-2609**

UVC-Luft-Rezirkulation

**ohne !!**

Abmessungen außen:

720 x 540 x 740 mm ( BxTxH )

Arbeitsplatz innen:

690 x 510 mm ( BxT )

Flächenentkeimung:

36W-UVC-Strahler 1x

Timer:

0 – 90 min, mechanisch

Betriebsstundenzähler:

1x sichtbar vorne

Weißlicht:

8W Energieklasse A++

Steckdosen 2 x:

Innen für 230 Volt

Ablagen 3 x auf 2 Ebenen:

214 x 105 mm

Pipettenhalter:

2 Fachablagen mit je 3 Haltern

1 Fachablage ohne Halter

Sicherheitsschalter:

1x

Anschlusskabel und Feinsicherung

1x

Frontklappe

1x ( 700 x 210 mm )

Gehäuse-Material:

Aluminium gepulvert in weiß

Arbeitsfläche:


aus Edelstahl

Transparentes Material:

Polycarbonat, 5 mm

## Maße: PCR Workstation Standard Version

Seitenansicht:



Frontansicht:

