








**Transport- und
Aufbewahrungsbehälter**
415500-1805-000
(nicht für Primo Star iLED geeignet)

Für Mikroskope Primo Star und
Mikroskop Primo Star LED:
Akkuversorgungseinheit
415500-1814-000



Mikroskopstativ Primo Star, Fixed-Köhler, R
415500-1100-000
dazu notwendig:
Abbe Kondensor 0,9/1,25 SF 18, Fixed-Köhler
415500-1701-000
Kreuztisch 75x30, Trieb rechts
415500-1300-000
Objekthalter links, für Kreuztisch
415500-1302-000

Mikroskopstativ Primo Star, Fixed-Köhler, L
415500-1102-000
dazu notwendig:
Abbe Kondensor 0,9/1,25 SF 18, Fixed-Köhler
415500-1701-000
Kreuztisch 75x30, Trieb links
415500-1301-000
Objekthalter links, für Kreuztisch
415500-1302-000

Mikroskopstativ Primo Star, Full-Köhler, R
415500-1101-000
dazu notwendig:
Abbe Kondensor 0,9/1,25 SF 20, Full-Köhler
415500-1700-000
Kreuztisch 75x30, Trieb rechts
415500-1300-000
Objekthalter links, für Kreuztisch
415500-1302-000

Mikroskopstativ Primo Star, Full-Köhler, L
415500-1103-000
dazu notwendig:
Abbe Kondensor 0,9/1,25 SF 20, Full-Köhler
415500-1700-000
Kreuztisch 75x30, Trieb links
415500-1301-000
Objekthalter links, für Kreuztisch
415500-1302-000

Nur für Full-Köhler:
Schieber Ph 1, für Primo Star
415500-1815-000
Schieber Ph 2, für Primo Star
415500-1803-000
Schieber Ph 3, für Primo Star
415500-1817-000

Schieber Dunkelfeld
0,40-0,65
415500-1802-000

Nur für Full-Köhler:
Schieber Ph 1 / H / Ph 2
für Primo Star
415500-1816-000

Farbfiltersatz
blau, grün, gelb d=45x1,5
415500-1804-000

Objektiv Plan-Achromat 4x/0,10
415500-1600-000
Objektiv Plan-Achromat 10x/0,25
415500-1601-000
Objektiv Plan-Achromat 10x/0,25 Ph 1
415500-1605-000
Objektiv Plan-Achromat 20x/0,40
415500-1606-000
Objektiv Plan-Achromat 20x/0,40 Ph 2
415500-1607-000
Objektiv Plan-Achromat 40x/0,65
415500-1602-000
Objektiv Plan-Achromat 40x/0,65 Ph 2
415500-1603-000
Objektiv Plan-Achromat 100x/1,25 Oil
415500-1604-000
Objektiv Plan-Achromat 100x/1,25 Ph 3
415500-1608-000

Durchlichtbeleuchtung
mit LED
415500-1200-000

Durchlichtbeleuchtung mit HAL
415500-1201-000
Halogenlampe 6 V 30 W
415500-1901-000

