

PCR – Werkbank groß
mit UVC - Luftrezirkulation



PCR-Workstation groß:

aktive UVC-Luft-Rezirkulation

Abmessungen außen:

Arbeitsplatz innen:

Flächenentkeimung 2 x:

Timer:

Betriebsstundenzähler 1:

Betriebsstundenzähler 2:

Weißlicht 1x:

4 Steckdosen (1.u.r.) und 1x doppelt mittig:

Ablagen 3 x auf 2 Ebenen:

Pipettenhalter:

Sicherheitsschalter:

Anschlusskabel und Feinsicherung

Frontklappe

Gehäuse-Material:

Arbeitsfläche:

Transparentes Material:

Bestellnummer: **7-2612**

mit !!

1270 x 540 x 740 mm (BxTxH)

1230 x 510 mm (BxT)

mindestens 36W-UVC-Strahler

0 – 90 min, mechanisch

für UVC-Röhre innen

für UVC-Rezirkulation

21 W Energieklasse A++

Innen für je 230 Volt

300 x 105 mm

2 Ablagen mit je 3 Haltern

1 Ablage ohne Halter

1 x

1x

210 x 1250 mm (H x B)


Aluminium gepulvert in weiß

aus Edelstahl

Polycarbonat, 5 + 6 mm

Maße: PCR Workstation Version L (groß) mit UVC-Luftrezirkulation

Seitenansicht:



Frontansicht:

