

Technische Daten

Zubehör

Gerätevergleich

Vorteile

Typ	MIX 6
Rührstellen	6
Rührstellenabstand	130 mm
Rührvolumen/Rührstelle	1 - 3.000 ml
Drehzahlbereich	100 - 2.000 rpm
Rührleistung	5/10/15/20 W (4-stufig)
Werkstoff Gehäuse	Edelstahl
Zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte)
Anschlußwert	100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A
Maße (BxTxH)	245 x 425 x 38 mm
Schutzart	IP64
Versandgewicht (brutto)	ca. 8,8 kg
Bestell-Nr.	30006

3 Jahre Gewährleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druck- und Schreibfehler keine Haftung.