

[Technische Daten](#)[Zubehör](#)[Gerätevergleich](#)[Vorteile](#)

Typ	MIX 15 eco
Rührstellen	15
Rührstellenabstand	65 mm
Rührvolumen/Rührstelle	1 - 1.500 ml
Drehzahlbereich	120 - 1.200 rpm
Rührleistung (max.)	10 W
Werkstoff Gehäuse	Edelstahl
Zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte)
Anschlußwert	100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A
Maße (BxTxH)	245 x 425 x 38 mm
Schutzart	IP64
Versandgewicht (brutto)	ca. 8,8 kg
Bestell-Nr.	30115

3 Jahre Gewährleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druck- und Schreibfehler keine Haftung.