



Das BioTherm Trockeneis-Sortiment ist für den sicheren Transport von tiefgefrorenen Proben gemäß den Transportvorschriften der IATA, ADR und DOT (49 CFR) konzipiert. Die Systeme bieten eine Vielzahl von Optionen für den sicheren Transport von Sendungen der Kategorie A und Kategorie B, als komplette Systeme oder als Umverpackungen.

DIESES PRODUKT IST VERWENDBAR FÜR

- Infektiöse Proben
- Diagnostische Proben
- Klinische Versuche
- Früherkennungsprogramme
- Tilgungsprogramme

EIGENSCHAFTEN:

- Systeme der Kategorien A und B, die mit vorschriftsmäßigen Transportbeuteln und Absorptionsmitteln ausgestattet sind
- Trockeneis-Versandbehälter, geeignet als Umverpackungen für Komplettlösungen der Kategorien A und B

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@intelsius.de



BIOThERM

TROCKENEIS

KATEGORIE A KONFORME TROCKENEISSYSTEME

Code	Produkt Name	Extern Abmessungen	Tasche Intern Abmessungen	Anzahl der Beuteln	Anzahl der Rohre	Masse	Trockeneis Masse	Volumetrisches Gewicht L/6	Dauer
BT089	BioTherm 7 Cat A Dry Ice	308 x 308 x 310 mm 12.2 x 12.2 x 12.2 in	200 x 150 mm 7.8 x 5.9 in	1	6	1.0 kg 2.2 lbs	3.9 kg 8.6 lbs	4.9 kgvol ^c 10.8 lbsvol ^c	72
BT091	BioTherm 14 Cat A Dry Ice	385 x 380 x 395 mm 15.0 x 15.2 x 15.6 in	240 x 220 mm 9.4 x 8.6 in	1	18	1.7 kg 3.7 lbs	7.6 kg 16.7 lbs	9.6 kgvol ^c 21.2 lbsvol ^c	96
BT092	BioTherm 15 Cat A Dry Ice	403 x 396 x 416 mm 15.9 x 15.6 x 16.4 in	240 x 220 mm 9.4 x 8.6 in	1	18	1.9 kg 4.2 lbs	11.5 kg 25.4 lbs	11.1 kgvol ^c 24.4 lbsvol ^c	96+
BT093	BioTherm 30 Cat A Dry Ice	465 x 458 x 478 mm 18.4 x 18.1 x 18.9 in	240 x 220 mm 9.4 x 8.6 in	2	36	2.5 kg 5.5 lbs	13.6 kg 29.9 lbs	17.0 kgvol ^c 37.3 lbsvol ^c	96+

KATEGORIE B KONFORME TROCKENEISSYSTEME

Code	Produkt Name	Extern Abmessungen	Tasche Intern Abmessungen	Anzahl der Beuteln	Anzahl der Rohre	Masse	Trockeneis Masse	Volumetrisches Gewicht L/6	Dauer
BT102	BioTherm 7 Cat B Dry Ice	308 x 308 x 310 mm 12.2 x 12.2 x 12.2 in	240 x 145 mm 9.4 x 5.7 in	1	6	1.0 kg 2.2 lbs	3.9 kg 8.6 lbs	4.9 kgvol ^c 10.8 lbsvol ^c	72
BT103	BioTherm 14 Cat B Dry Ice	385 x 380 x 395 mm 15.0 x 15.2 x 15.6 in	270 x 190 mm 10.6 x 7.4 in	1	24	1.7 kg 3.7 lbs	7.6 kg 16.7 lbs	9.6 kgvol ^c 21.2 lbsvol ^c	96
BT104	BioTherm 30 Cat B Dry Ice	465 x 458 x 478 mm 18.4 x 18.1 x 18.9 in	270 x 190 mm 10.6 x 7.4 in	2	36	2.5 kg 5.5 lbs	13.6 kg 29.9 lbs	17.0 kgvol ^c 37.3 lbsvol ^c	96+
BT109	BioTherm 45 Cat B Dry Ice	570 x 520 x 440 mm 22.5 x 20.5 x 17.4 in	270 x 190 mm 10.6 x 7.4 in	4	72	2.7 kg 6.0 lbs	35.9 kg 79.2 bs	21.7 kgvol 47.8 lbsvol	96+
BT110	BioTherm 80 Cat B Dry Ice	570 x 520 x 635 mm 22.5 x 20.5 x 25.0 in	270 x 190 mm 10.6 x 7.4 in	8	144	3.2 kg 6.9 lbs	33.0 kg 72.8 lbs	31.4 kgvol 69.0 lbsvol	120+

TROCKENEIS-VERSENDER

Code	Produkt Name	Extern Abmessungen	Tasche Intern Abmessungen	Internes Volumen	Masse	Trockeneis Masse	Volumetrisches Gewicht L/6	Dauer	Nutzlast Volumen
BT002	BioTherm 5 Dry Ice	273 x 268 x 283 mm 10.8 x 10.6 x 11.2 in	170 x 170 x 170 mm 6.6 x 6.6 x 6.6 in	4.9 L	0.8 kg 1.8 lbs	3.1 kg 6.9 lbs	3.3 kgvolc 7.1 lbsvolc	48+	1.4 L
BT074	BioTherm 7 Dry Ice	308 x 308 x 310 mm 12.2 x 12.2 x 12.2 in	190 x 190 x 185 mm 7.4 x 7.4 x 7.2 in	6.6 L	1.0 kg 2.2 lbs	4.4 kg 9.7 lbs	4.5 kgvolc 9.8 lbsvolc	60+	0.6 L
BT001	BioTherm 10 Dry Ice	357 x 309 x 315 mm 14.1 x 12.2 x 12.5 in	258 x 208 x 198 mm 10.1 x 8.1 x 7.8 in	10.6 L	1.1 kg 2.4 lbs	7.0 kg 15.4 lbs	5.5 kgvolc 12.1 lbsvolc	72+	2.0 L
BT077	BioTherm 14 Dry Ice	385 x 380 x 395 mm 15.0 x 15.2 x 15.6 in	228 x 228 x 228 mm 8.9 x 8.9 x 8.9 in	11.8 L	1.7 kg 3.7 lbs	8.5 kg 18.7 lbs	8.9 kgvolc 19.5 lbsvolc	96+	2.7 L
BT041	BioTherm 15 Dry Ice	403 x 396 x 416 mm 15.9 x 15.6 x 16.4 in	258 x 258 x 258 mm 10.1 x 10.1 x 10.1 in	17.1 L	1.9 kg 4.1 lbs	12.5 kg 27.5 lbs	10.4 kgvolc 22.9 lbsvolc	96+	2.3 L
BT049	BioTherm 30 Dry Ice	465 x 458 x 478 mm 18.4 x 18.1 x 18.9 in	320 x 320 x 320 mm 12.6 x 12.6 x 12.6 in	32.7 L	2.5 kg 5.5 lbs	19.3 kg 42.5 lbs	16.3 kgvolc 35.8 lbsvolc	120+	11.8 L
BT020	BioTherm 45 Dry Ice	570 x 520 x 440 mm 22.5 x 20.5 x 17.4 in	444 x 388 x 302 mm 17.4 x 15.2 x 11.8 in	52.1 L	2.7 kg 6.0 lbs	28.4 kg 62.5 lbs	21.0 kgvolc 46.1 lbsvolc	96+	16.8 L
BT050	BioTherm 80 Dry Ice	570 x 520 x 635 mm 22.4 x 20.4 x 25.0 in	444 x 388 x 485 mm 17.4 x 15.2 x 19.0 in	83.5 L	3.2 kg 6.9 lbs	43.5 kg 95.7 lbs	30.5 kgvolc 67.2 lbsvolc	120 +	39.0 L

UNITED KINGDOM: DGP Intelsius Ltd
1 Harrier Court, Airfield Business Park,
Elvington, York, YO41 4EA,
United Kingdom

t: +44 (0) 1904 607 390
f: +44 (0) 1904 607 391
cs@intelsius.com

AMERICA: DGP Intelsius LLC
1399 Perry Rd, Suite 190,
Plainfield, IN 46168,
United States of America

t: +1 317 452 4006
f: +1 317 290 4621
americasorders@intelsius.com

MALAYSIA: DGP Intelsius Sdn Bhd
Plot 11, Lorong Bemban 2, Estet
Perindustrian Bemban, 31000
Batu Gajah, Malaysia

t: +605 3666 399
f: +605 3669 399
compliance@intelsius.com

GERMANY: DGP Intelsius GmbH
Eulerweg 11
64291 Darmstadt
Germany

t: +49 6151 4936650
f: +49 (0) 6151 4936651
info@intelsius.de

IRELAND: DGP Intelsius Ireland Ltd.
Unit 8. Coolcaslagh Industrial Estate,
Coolcaslagh, Killarney
Co. Kerry, V93 K006, Ireland

t: +353 (0)64 668 61 71
salesireland@intelsius.com

INDIA: DGP Intelsius Cold Chain Pvt. Ltd.
Sun Srishti, C 10, Saki Vihar Road,
Chandivali Powai. Mumbai - 400072
Maharashtra - India

+91 22 49746536
compliance@intelsius.com