



Sartorius® Qualitatives Papiere

Artikelbilder



Beschreibung

Diese qualitativen Filtrierpapiere werden für analytische Zwecke und allgemeine Laborarbeiten eingesetzt, wenn keine gravimetrischen Analysen erfordert werden. Durch ihre Nassfestigkeit können Sie für eine Druck- oder Vakuumfiltration benutzt werden. Außerdem kann der Filterkuchen bei Bedarf mühelos mit Wasserstrahl oder mit einem Spatel vom Filter entfernt werden. Sie sind verfügbar in verschiedenen Formaten wie Rollen, Bögen, Rundfilter und Faltenfilter. Qualitative Papiere Filtriergeschwindigkeit: An einem gefalteten, voll durchfeuchteten, für hängenden Rundfilter mit einem Durchmesser von 110 mm wird die Zeit gemessen, die zur Filtration von 10 ml destilliertem Wasser (20 °C) benötigt wird. Die Filtriergeschwindigkeit wird in Sekunden angegeben. Sorte Nieder-schlag Eigenschaften Flächen-gewicht(g/m²) Partikel-Retention (µm) Filtrier-geschwindigkeit (s) 1288 Grob-kristalin Weitporig, weich, lockere Struktur, schnell filtrierend 84 12-15 10 1288 N Grob-kristalin Weitporig, weich, lockere Struktur, schnell filtrierend 84 12-15 10 1289 Mittel-fein-kristalin Mittel- bis weitporig, mittelschnell filtrierend 84 8-12 20 1292 Fein-kristalin Mitteldicht, mäßig schnell filtrierend 84 5-8 50 1290 Fein-kristalin Engporig, dicht, langsam filtrierend 84 3-5 100 1291 Sehr fein-kristalin Feinporig, sehr dicht, sehr langsam filtrierend 84 2-3 180 293 Sehr fein-kristalin Feinporig, sehr dicht, sehr langsam filtrierend 80 1-2 300

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ST-5510
Hersteller (Marke)	Sartorius

