



## Nalgene® Right-to-Understand Sicherheitsspritzflaschen mit international

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Nalgene™ Right-to-Understand Sicherheitsspritzflaschen mit international standardisierter Gefahrenkennzeichnung für aggressive Chemikalien (GHS, Globally Harmonized System). Thermo Scientific™ Nalgene™ Right-to-Understand Spritzflaschen dienen der Vermeidung von Chemieunfällen im Labor. Die Flaschen sind gemäß international standardisierter Gefahrenkennzeichnung (GHS, Globally Harmonized System) gekennzeichnet. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Mit Steigrohr und -halterung Zur Verwendung mit (Anwendung): Destilliertes Wasser Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Sicherheitsspülflasche Verschlussfarbe: Naturfarben Graduierungen: Nein Zertifizierung/Konformität: Entspricht den GHS-Etikettierungsrichtlinien Closure Included: Ja Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Öffnung: Eng Form: Zylindrisch Dispensierung durch den Verschluss: Ja Unit Size: Case of 24

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0636
Hersteller (Marke)	Nalgene

