



Thermo Scientific Orion™ ISE-Kalibrierstandards

Artikelbilder

Beschreibung

Orion™ ISE-Kalibrierstandards Mit Thermo Scientific Orion ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte. Konzentration: 1M Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile: Known addition kit - 3 x 475mL of 1M NaCl standard with ISA and 1 x 475mL ISA pH: 8.5 to 11.5 Siedepunkt: 100deg;C Menge: 475mL Beschreibung: Sodium Known Addition Kit Zur Verwendung mit (Geräte): Sodium Ion Selective Electrodes Löslichkeit: Soluble Lösungstyp: Standard Solution Typ: Ion Selective Electrode Calibration Standard Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1769
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

