



Thermo Scientific Orion™ ISE-Kalibrierstandards

Artikelbilder

Beschreibung

Orion™ ISE-Kalibrierstandards Mit Thermo Scientific Orion ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte. Konzentration: 0.1M Verpackung: Bottle pH: 3.5 to 7 Siedepunkt: 100deg;C Menge: 475mL Beschreibung: Lead Standard Zur Verwendung mit (Geräte): Lead Ion Selective Electrodes Löslichkeit: Soluble Lösungstyp: Standard Solution Typ: Ion Selective Electrode Calibration Standard Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2994
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

