



Sartorius® Vivapure AdenoPACK™ 100

Artikelbilder



Beschreibung

Schnelle Aufreinigung der Virenpartikel bis zu 1×10^{13} . Vivapure AdenoPACK 100 ist optimal für Adenovirusaufreinigung von bis zu 200 ml Zellkulturüberstand. Dieses flexible Kit enthält zwei AdenoPACK 100 Einheiten, die entweder im Tandem für die Reinigung von bis zu 200 ml Zellkulturüberstand oder einzeln für 60 ml Zellkulturüberstand benutzt werden kann. Die Reinigung wird manuell mit einer Spritze durchgeführt, die an einem Retortestandplatz angebracht wird. Es besteht aber auch die Möglichkeit die Aufreinigung mit Hilfe einer peristaltischen Pumpe oder mit einer Infusionspumpe durchzuführen. Die benötigten Produkte für eine Pumpenaufreinigung müssen gesondert bestellt werden. Membranenadsorbenttechnologie: Die AdenoPACK Aufreinigungsreihe beruht auf einer patentierten Membranadsorber Technologie, die die Vorteile einer großporigen Membranstruktur und die Vorteile der klassischen Chromatographie aufweist. Die porösen Membranadsorber mit hoher Kapazität, niedrigen Differenzial-Drücken, hohen Flussraten und niedriger unspezifischer Bindung eignen sich hervorragend für die Virusaufreinigung in kleinem Maßstab. Für

Prozesse, die starke Separationsleistungen und große Probenvolumen erfordern, sind die AdenoPACK Einheiten skalierbar, um auch cGMP Anlagen zu entsprechen. Schnelle Reinigung: Abgeschlossen in nur 2 Stunden Hohe Virus Ausbeute Bequeme und einfache Handhabung Für Zellüberstand-Volumen von 20-200 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ST-6564
Hersteller (Marke)	Sartorius

