



Sartorius® Vivapure LentiSELECT 1000

Artikelbilder



Beschreibung

Für eine schnelle Aufreinigung von bis zu $2-5 \times 10^9$ infektiöse Partikel pro ml von einem 500 ml Zellkulturüberstand. Dieser Kit enthält alle Reagenzien und Einheiten, die notwendig sind für eine Aufreinigung von $2-5 \times 10^9$ infektiösen Partikeln von 500 ml Zellkulturvolumen. Die gesamte Aufreinigungsprozedur ist einfach und pumpenbetrieben, was den Arbeitsaufwand verringert. Anders als die herkömmliche Aufreinigungsmethode wie Ultrazentrifugation, bietet Vivapure LentiSELECT 500 eine schnelle und einfache Methode für die Aufreinigung von VSV-G pseudotyp Lentivirus, was das teure Aufreinigungs-Equipment wie eine Ultrazentrifuge überflüssig macht. Pumpen betriebener Kit Einfache und kontrollierte Aufreinigung von Lentiviren aus großen Zellkulturvolumina. Schnell Nicht toxisch Komfortabel Kosteneffizient Bessere Reinheit als Pelletieren durch Ultrazentrifugation

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ST-6576
Hersteller (Marke)	Sartorius

