



Sartorius® Vivapure LentiSELECT 40

Artikelbilder



Beschreibung

Vivapure LentiSELECT 40 eignet sich optimal zur Lentivirus Aufreinigung aus bis zu 40 ml Zellkultur und enthält alle Komponenten, die für die vier Aufreinigungen erforderlich sind. Bis zu 8×10^8 Viruspartikel werden in weniger als einer Stunde aufgereinigt. Im Gegensatz zu traditionellen Ultrazentrifugationsmethoden ist die Virusaufreinigung mit Vivapure LentiSELECT schnell und einfach, ohne, dass teure Geräte wie Ultrazentrifugen benötigt werden. Zudem liefert dieser chromatographische Ansatz saubere Virusproben im Gegensatz zu groben Ultrazentrifugationspellets. So wird eine höhere Reproduzierbarkeit und eine gesteigerte Gentransfereffizienz erreicht. Schnell Nicht toxisch Bessere Reinheit als Pelletieren durch Ultrazentrifugation Komfortabel Kosteneffizient

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ST-6575
Hersteller (Marke)	Sartorius

