



Thermo Scientific Cimarec 10M Regler

Artikelbilder

Beschreibung

Cimarec 10M Regler Stellen Sie mit dieser externen Steuereinheit die Drehzahl von 100 auf 1000 U/min ein, die für die Verwendung mit den Rührern Mobil10 und Mobil25 erforderlich ist. Elektrische Anforderungen: 230 V Rührbereich: 100 U/min bis 1000 U/min Zur Verwendung mit (Geräte): Mobil 10 und Mobil 25 Rührer Geschwindigkeit: 100 to 1000 rpm Typ: Rührersteuerung Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1196
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

