



Thermo Scientific NERL™ Reinstwasser

Artikelbilder

Beschreibung

NERL™ Reinstwasser Durch Verwendung des Thermo Scientific™ NERL™ Reinstwassers anstelle von deionisiertem oder destilliertem Wasser können Sie die Kontrolle bei kritischen diagnostischen Verfahren verbessern. Empfohlene Lagerung: 15° to 30°C Güte: NERL pH: 5 to 7 Menge: 1 gal. Haltbarkeit: 12 Months Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0418
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

