



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Glaskeramik-Laborschutzplatte, 175 x 175 x 4 mm

40,95 € Ab

32,76 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Glaskeramik Laborschutzplatte, 175 x 175 mm Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zu erwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter. Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch geringe Ausdehnung und die dadurch geringen Spannungen gut zum Erhitzen von Kochgläsern mit dem Bunsenbrenner geeignet Schützt Kochgläser vor direkter Flamme Anwendung: Erhitzen von Kochgläsern, Vierkantfuß für Glaskeramik Laborschutzplatte.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1093
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	322382158
Transporttemperatur	Raumtemperatur

