



System Abluftfiltration und Kondensatinaktivierung

Artikelbilder

Beschreibung

Abluftfiltration und Kondensatinaktivierung für Modellreihe: HX Während der Aufheizphase in Kombination mit Sterilisation des Kondensats für infektiöses Material, inklusive 0.2 µm Filter. Während der Sterilisation wird das Kondensat in der Kammer gesammelt. Kondensat und Filter werden in-line mitsterilisiert (Temperaturkontrolle im Filter). Für System HX-65 bis System HX-200.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SX-0500
Hersteller (Marke)	System
EAN	4066292564428

