



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Heat-On 500 ml Aufsatz

464,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Dieser Heat-On Aufsatz ist geeignet für alle Anwendungen, bei der ein 500 ml Rundkolben aufgeheizt werden soll. Die maximale Temperatur für den Dauergebrauch beträgt 260°C. Um dies mittels eines Temperaturfühlers genau zu messen, ist eine kleine Bohrung auf einer Seite des Heat-On Aufsatzes vorhanden. Für den komfortablen und sicheren Transport des Heat-On Aufsatzes – insbesondere im heißen Zustand – sind optional Sicherheitsgriffe separat erhältlich. Für eine effiziente Reaktion ohne Medienverlust wird empfohlen, Lösungsmittelvolumina bis 250 ml zu verwenden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1376
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	104158690
EAN	4058072775827
Bruttogewicht	1.445
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.38400 kg
Ursprungsland	Großbritannien
Verpackungsbreite	0.16000 m
Verpackungshöhe	0.16000 m
Verpackungstiefe	0.16000 m
Verpackungsvolumen	0.00400000 ccm
Zolltarifnummer	84199085

