



## Bandelin EB 05, EDELSTAHLBECHER KOMPL.

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Edelstahl, 600 ml, zum Einhängen in Lochdeckel DE. Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannensboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Lochdeckel/ Einsatzstreifen zur Aufnahme der Einsatzbecher an. Weiterer Vorteil: Es können gleichzeitig mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten beschallt werden (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z in einem und Reinigung bei gleichzeitiger chemischen Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Einsatzbecher). Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 – 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BL-0205
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960736102
EAN	4058072505615
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Volumen	600 ml
Verpackungsbreite	0.10000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.09000 m
Verpackungsvolumen	0.00102600 ccm
Breite	90 mm
Zolltarifnummer	73269098
Höhe	110 mm
Länge	90 mm

