

neoProtect Nitril

Technisches Datenblatt

Stand 19.08.2024

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	1-8101	1-8102	1-8103	1-8104
PZN				
GTIN Karton	4004034005556	4004034005587	4004034005617	4004034005648
GTIN Dispenser	4004034005549	4004034005570	4004034005600	4004034005631
Gewicht	3 +/- 0,2 g	3,4 +/- 0,2 g	3,9 +/- 0,2 g	4,6 +/- 0,2 g

Beschreibung	Einweghandschuhe, texturierte Fingerspitzen, puderfrei			
Material	Nitril			
Farbe	violettblau			
Passform	beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm
Wandstärke	Finger: 0.10 mm +/- 5 %			
	Handfläche: 0.07 mm +/- 5 %			
	Stulpe: 0.07 mm +/- 5 %			
Reißkraft	Vor Alterung:		Median/min 6.0 N	
	Nach Alterung:		Median/min 6.0 N	
Dehnbarkeit	Vor Alterung:		Min. 500.0%	
	Nach Alterung:		Min. 400.0%	
Reißfestigkeit	Vor Alterung:		Min. 14.0 Mpa	
	Nach Alterung:		Min. 14.0 Mpa	

Qualitätsstandard		Für alle Lebensmittel geeignet	EN 455 CE Cat. III
		EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B	EN ISO 374-2:2019
		EN ISO 374-5:2016	EN ISO 374-4:2019
		EN ISO 374-5:2016	EN 16523-1:2015+A1:2018
		Medizinprodukt Klasse I	PSA (EU) 2016/425
			MDR (EU) 2017/745
			EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	-95.4	6
Wasserstoffperoxid 30%/ P	26.5	6
Formaldehyd 37%/ T	6.1	6
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton
Verpackungsdimension Dispenser	Länge: 220 mm, Breite: 110 mm, Höhe: 55 mm	
Verpackungsdimension Karton	Länge: 290 mm, Breite: 225 mm, Höhe: 230 mm	
Palettenfaktor	Kartons pro Lage: 13, Lage pro Palette: 8	
Haltbarkeit ab Produktionsdatum	Mind. 36 Monate	

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.neolab.de. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. neoLab Migge GmbH übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.