

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNICAL DATA SHEET



BOROSTAR

Bezeichnung

Description

Laborflaschen

Laboratory bottles

Glasart / Anwendung

Type of Glass / application

Borosilikatglas 3.3
chemisch hochbeständig, gute
Temperaturwechselbeständigkeit. Vielseitig
einsetzbar, Glasapparatebau, Laborartikel,
kunstgewerbliche Zwecke

Borosilicate glass 3.3, highly chemically resistant, good thermal shock resistance. Versatile applications, glass apparatus construction, laboratory articles, arts and crafts purposes

Eigenschaften

Features

mit Graduierung

with graduation

Skala

Scale

Weiß

White

Teilung

Division

Ja

Yes

Gewinde

Thread

GL 45

GL 45

mit Schraubkappe

with screw cap

Ja

Yes

Artikel Nummer Article Number	Inhalt Capacity	Durchmesser Diameter	Höhe Height
BO-0001	100 ml	56 mm	100 mm
BO-0002	250 ml	70 mm	140 mm
BO-0003	500 ml	86 mm	176 mm
BO-0004	1000 ml	101 mm	225 mm

Ihr exklusiver BOROSTAR Händler

neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg, Deutschland

T +49 6221 8442-0
F +49 6221 8442-33
www.neolab.de

USt.-ID: DE143450657
Steuernummer: 32496/38058
Amtsgericht Mannheim HRB 333216

Geschäftsführer:
Thorsten Migge