

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNICAL DATA SHEET



BOROSTAR

Bezeichnung

Description

Bechergläser, hohe Form

Beakers, high form

Glasart / Anwendung

Type of Glass / application

Borosilikatglas 3.3
chemisch hochbeständig, gute
Temperaturwechselbeständigkeit. Vielseitig
einsetzbar, Glasapparatebau, Laborartikel,
kunstgewerbliche Zwecke

Borosilicate glass 3.3, highly chemically resistant, good thermal shock resistance. Versatile applications, glass apparatus construction, laboratory articles, arts and crafts purposes

Eigenschaften

Features

mit Graduierung

with graduation

Skala

Scale

Weiß

White

Teilung

Division

Ja

Yes

Ausguss

Spout

Ja

Yes

Artikel Nummer Article Number	Inhalt Capacity	Durchmesser Diameter	Höhe Height
BO-0015	50 ml	38 mm	70 mm
BO-0016	100 ml	48 mm	80 mm
BO-0017	150 ml	54 mm	95 mm
BO-0018	250 ml	60 mm	120 mm
BO-0019	400 ml	70 mm	130 mm
BO-0020	600 ml	75 mm	142 mm
BO-0021	800 ml	80 mm	150 mm
BO-0022	1000 ml	90 mm	192 mm

Ihr exklusiver BOROSTAR Händler

neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg, Deutschland

T +49 6221 8442-0
F +49 6221 8442-33
www.neolab.de

USt.-ID: DE143450657
Steuernummer: 32496/38058
Amtsgericht Mannheim HRB 333216

Geschäftsführer:
Thorsten Migge