



**AKTIONSANGEBOT BIS 31.12.2017
EXKLUSIV BEI NEOLAB**

Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HFU T Serie -86°C Tiefkühlschränke

Die Tiefkühlschränke der Thermo Scientific HERAfreeze HFU Top Serie wurden speziell zum Schutz wertvoller Proben entwickelt. Sie erreichen durch modernste Konstruktionsprinzipien optimale thermische Leistungsdaten und Sicherheit.

- Hohe Lagerkapazität bei geringer Stellfläche minimiert den Platzverbrauch im Labor.
- Sehr hohe Kühlleistungsreserve ermöglicht kurze Temperatur-Erholzeiten nach dem Öffnen und Schließen der Tür. Anwenderfreundliches Touchscreen-Bedienelement
- Potentialfreier Alarmkontakt, Schnittstellen 4 - 20 mA und RS-485 kompatibel mit ext. GLT-Systemen
- Zwei 25 mm Durchführungen für externe Sonden oder Instrumente.

- Integrierte Datenspeicherung: Temperaturdaten und Ereignisse werden automatisch bis zu 15 Jahre aufgezeichnet.
- Einfacher Datenaustausch über USB-Anschluss zur Übertragung von Temperatur- und Ereignisprotokolldaten auf einen PC oder von Geräteeinstellungen auf ein anderes Tiefkühlgerät.
- Leicht herausnehmbarer, waschbarer Filter schützt vor Staub auf dem Kondensator.
- Verstärkte Einlegeböden für hohe Tragfähigkeit (bis zu 150 kg/Boden, je nach Gerätemodell).
- 5 polystyrolisolierte Edelstahl Innentüren
- Vielfältige Optionen wie LN2- und CO2-Flüssiggasversorgung, Datenschreiber, Edelstahl-Racksysteme oder abschließbare Türen.

Tiefkühlschrank HFU top -86 °C


Art.Nr.	Modell	Kapazität	Außenmaße L x B x H	Preis	Preis
7-0455	HFU 300TV	421 L	96x69x198 cm	11.666 €	7.700 €
7-0444	HFU 400TV	548 L	96x82x198 cm	13.133 €	8.700 €
7-0445	HFU 500TV	682 L	96x97x198 cm	14.107 €	9.300 €
7-0448	HFU 600TV	815 L	96x111x198 cm	15.092 €	9.900 €



Im Aktionspaket inkl. Lieferung
frei Verwendungsstelle

Einfach bestellt ▶ schnell geliefert

Bestell-Hotline 06221 8442-44 | neolab.de | Alle Preise zzgl. MwSt.



CRYOMASTER®

for my lab
neoLab®

Art.-Nr.: 4-6008
€ 129,00

Im Aktionspaket sind enthalten:

- **1 Stück**
Schrankgestell für 50er Boxen
(Best-Nr.: 4-6008)
- **20 Stück**
Kryo-Aufbewahrungsbox
aus Karton, weiß
(Best-Nr.: 4-6010)



1 Stück
im Aktionspaket
enthalten

20 Stück
im Aktionspaket
enthalten

ZUR INFORMATION

Schrankgestelle für Boxen 133 x 133 x 50 mm

Modell	Artikel-Nr. Schrank-einschub	Fachtiefe	Fachhöhe	Anzahl Gestelle pro Fach	Anzahl Gestelle pro Schrank	Anzahl Boxen (max.)
HFU 300TV	4-6008	5	4	3	15	300
HFU 400TV	4-6008	5	4	4	20	400
HFU 500TV	4-6008	5	4	5	25	500
HFU 600TV	4-6008	5	4	6	30	600

Schrankeinschübe für 50er Boxen

Cryomaster Schrankgestelle sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Beidseitig angebrachte Griffe für Links- und Rechtshänder!

Passend für alle Kryoboxen mit den maximalen Außenmaßen 133x133x53 mm. Kapazität 20 Boxen (5 tief, 4 hoch)

Art.-Nr.	Fächer tief	Fächer hoch	B x H x T (mm)
4-6008	5	4	140 x 220 x 680

Kryo-Aufbewahrungsbox, weiß

- Aus kältebeständigem, imprägniertem Karton
- Überstülpedeckel
- Maße: 133 x 133 x 50 mm (L x B x H)
- Verschiedene Raster erhältlich

Art.-Nr.	Farbe
4-6010	weiß

PERSÖNLICHE BERATUNG VOR ORT | BUNDESWEIT

Passende Rastereinsätze
finden Sie auf www.neolab.de
beginnend mit der Artikelnummer
2-2880ff !

Unsere Laborberater im Außendienst mit Praxiserfahrung als Wissenschaftler stellen Ihnen unsere Produkte direkt vor Ort in Ihrem Labor vor. Das erleichtert Ihnen die Auswahl. Auch ganze Laboreinrichtungen können so in kürzester Zeit perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.



SALES ACCOUNTANTS



Markus Mrosek
+49(0)173 308 51 46
m.mrosek@neolab.de
Vertriebsleitung
Deutschland



Gudrun Weber
+49(0)174 337 83 34
g.weber@neolab.de
Region Mitte
Sales Accountant



Benjamin Gimber
+49(0)174 337 60 88
b.gimber@neolab.de
Region Mitte
Sales Accountant



Daniel Meyer
+49(0)173 693 26 74
d.meyer@neolab.de
Region Mitte
Sales Accountant



Frank Gärtner
+49(0)174 337 83 32
f.gaertner@neolab.de
Region Süd
Sales Accountant



Jürgen Traunecker
+49(0)174 337 83 37
j.traunecker@neolab.de
Region Süd
Sales Accountant



Dr. Silvia Hahn
+49(0)174 337 83 23
s.hahn@neolab.de
Region West
Sales Accountant



Bernard Tolj
+49(0)174 337 83 26
b.tolj@neolab.de
Region Süd
Sales Accountant



Laura Hartman
+49(0)174 337 83 39
l.hartman@neolab.de
Region Süd
Sales Accountant



Patrick Lenhard
+49(0)174 337 83 27
p.lenhard@neolab.de
Region Süd
Sales Accountant



Jochen Weber
+49(0)174 337 83 30
j.weber@neolab.de
Region Nord-Ost
Regionalleitung



Heiko Rath
+49(0)174 337 83 25
h.rath@neolab.de
Region Ost
Sales Accountant



Dr. Eckart Zöllner
+49(0)174 337 83 29
e.zoellner@neolab.de
Region Nord
Sales Accountant

Einfach bestellt ▶ schnell geliefert

Bestell-Hotline 06221 8442-44 | neolab.de | Alle Preise zzgl. MwSt.