



Fluics Connect

Plug & Play Inventarverfolgung für innovative Forschung



Zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Life-Science Laboren.

Wir kombinieren die intuitive App mit einer Cloud Inventardatenbank und einem Online-Etikettendrucker.

Eine flexible und doch einfache Lösung für Life-Sciences Labore, die ihre **Effizienz steigern**, **Experimente reproduzierbarer machen** und den **ökologischen Fußabdruck verbessern** wollen.

Vorteile für Ihr Labor

- Verwalten Sie Ihren Bestand jederzeit und von überall
- Schnelles Auffinden von Proben und Reagenzien
- Vermeiden Sie den Verlust von Proben und Reagenzien
- Vermeidung von Doppelbestellungen
- Sparen Sie Energie durch effiziente Nutzung von Labor Lagerfläche





Suchen Sie nicht. Finden Sie Ihre Proben!

Das „FLUICS CONNECT Starter Pack“ ist eine sofort einsatzbereite Lösung zur Verfolgung des Laborinventars. Etikett Drucker inklusive. Für nur **2.750 EUR (einmalige Zahlung)**: Das Paket enthält eine **lebenslange PRO Workspace-Lizenz** mit unbegrenztem Speicherplatz, einen **Online-Etikettendrucker** und die ersten **1000 Etiketen**. Zusätzliche Etiketten inklusive Druckservice **ab 0,19 EUR/Etikett**.

Verfolgung des Laborinventars

- Flexible und anpassbare Articleigenschaften für jedes Labor
- Vorlagen zum schnellen Hinzufügen neuer Artikel
- Unbegrenzte Anzahl von Standorten und Gegenständen
- Anhängen von Bildern und Dateien an Gegenstände und Standorte
- Verwandeln Sie jedes mobile Gerät in einen Barcode-Scanner
- Schnelles Aktualisieren von Bestandsänderungen im Labor
- Bild- und Textsuche oder Suche nach Standort

Beschriftung von Proben

- QR-Code und und lesbarer Text (Größe 25x13mm)
- Drucken Sie Etiketten von jedem mobilen Gerät oder PC aus
- Drucken Sie Etiketten für viele Artikel in einem Schritt
- Robuste Etiketten für die Langzeitlagerung
- Widerstandsfähig von -269°C bis +100°C
- Kleben auf gefrorenen und feuchten Oberflächen
- Wischfest gegen Alkohol





Benutzerfreundlichkeit

- Intuitive Software und einfaches Onboarding
- Importieren von Inventar aus vorhandenen Tabellenkalkulationen
- Plattformübergreifend (Android, iOS, Web)
- Echte Plug & Play-Installation

Sichere Daten

- SSL-verschlüsselte Datenübertragung
- Zugriff auf das Inventar nur für eingeladene Labormitglieder
- Aktivitätsprotokoll für Datenintegrität

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns:

Fax: +49 6221 8442-9933 • Tel.: +49 6221 8442-0
info@neolab.de • Shop: neolab.de

Registrieren Sie einen **kostenlosen Arbeitsbereich** und entdecken Sie die App



go.fluics.com/app

Mehr Infos über Fluics Connect