



Cryomaster® bietet hochwertige Ordnungssysteme aus Edelstahl - ob im Freezer oder Kühlraum, Cryomaster® passt sich Ihren individuellen Anforderungen an!

Nennen Sie uns Ihre Anforderungen und wir liefern Ihnen die passenden Edelstahlracks von Cryomaster®. Für die richtige Wahl des Edelstahlracks benötigen wir einfach folgende Angaben:

- ▶ Welche Röhrchen werden verwendet?
- ▶ Welche Maße haben Ihre Kryoboxen?
- ▶ Welches Freezermodell oder Ordnungssystem nutzen Sie bisher oder wollen Sie anschaffen/bestücken?



Hier sehen Sie eine Auswahl der Cryomaster Edelstahlracks für Kryoboxen mit der Grundfläche von bis zu 136 x 136 mm. Ein Rack für die beiden Grundformate: 133 x 133 mm und 136 x 136 mm.

Cryomaster® Schrankgestelle

Cryomaster® Schrankgestelle zur Probenlagerung in Tiefkühlschränken.

Eine präzise Fertigung aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht eine optimale Platzausnutzung bei maximaler Stabilität in Ihrem Freezer. Auf Vorder- und Rückseite des Schrankgestells befindet sich jeweils ein praktischer Klappgriff zur einfachen Entnahme.



Passend für alle Kryoboxen mit der Grundfläche von bis zu 136 x 136 mm. Zum Beispiel neoLab Art.Nr. 2-2700ff oder Cryomaster® Art.Nr. 4-6010.

Art.Nr.	Fächer H x T	Kapazität	Höhe	Länge
4-6203	4 x 4	16	224 mm	569 mm
4-6204	4 x 5	20	279 mm	565 mm

Cryomaster® Schrankeinschübe

Cryomaster® Schrankeinschübe aus hochwertigem Edelstahl. Passend für alle Kryoboxen mit der Grundfläche von bis zu 136 x 136 mm. Zum Beispiel neoLab Art.Nr. 2-2700ff oder Cryomaster® Art. Nr. 4-6010.



Art.Nr.	Fächer H x T	Kapazität	Höhe	Länge
4-6200	4 x 4	16	414 mm	563 mm
4-6201	4 x 5	20	518 mm	563 mm
4-6202	5 x 4	20	414 mm	704 mm
4-6209	4 x 8	32	828 mm	563 mm

einfach bestellt ▶ schnell geliefert

Bestell-Hotline 06221 8442-44 | neolab.de |

Cryomaster® Kryoröhrchen

Die **Cryomaster®** Kryo-Röhrchen, mit einem Volumen von 2 ml, sind aus hochwertigem, reinstem Polypropylen gefertigt, wodurch sie sich hervorragend für Temperaturen von -196°C bis +121°C eignen. Der Standing sorgt für einen sichereren Stand der Röhrchen.



- ▶ **Inkl. 1D-Barcode:** Gewährleistet eine optimale Informationsspeicherung für Ihre Proben
- ▶ Geeignet für Biobanking
- ▶ Mit Innen- oder Außengewinde
- ▶ Das Innengewinde ist mit einem O-Ring ausgestattet - für eine sichere Abdichtung
- ▶ Der Schraubdeckel mit Außengewinde benötigt aufgrund der Passgenauigkeit keinen O-Ring, was einer potenziellen Kontamination zusätzlich vorbeugt.
- ▶ Kann immer wieder eingefroren und aufgetaut werden
- ▶ DNase & RNase frei, endotoxinfrei, frei von fremder DNA
- ▶ Steril, autoklavierbar
- ▶ **Arbeitstemperatur:** stabil von -196 °C bis 121 °C
- ▶ Im praktischem Beutel zu je 500 Stk. (20 x 25 Stk.)

Art.Nr.	Gewinde	Farbe
4-6100	Außengewinde	weiß
4-6101	Außengewinde	rot
4-6102	Außengewinde	grün
4-6103	Außengewinde	blau
4-6104	Außengewinde	gelb
4-6105	Außengewinde	violett
4-6106	Innengewinde	weiß
4-6107	Innengewinde	rot
4-6108	Innengewinde	grün
4-6109	Innengewinde	blau
4-6110	Innengewinde	gelb
4-6111	Innengewinde	violett

Cryomaster® Deckeleinsätze für Kryoröhrchen, farbig

Bunte **Cryomaster®** Deckeleinsätze aus hochwertigem Polypropylen für **Cryomaster®** Kryoröhrchen 4-6100 ff. Die Deckeleinsätze können zur farblichen Codierung der Röhrchen von oben in die Deckel eingedrückt werden. Somit kann eine große Auswahl an verschiedenen farblichen Kombinationen getroffen werden.



36 Farbkombinationen durch 6 Deckelfarben und 6 Einsatzfarben plus der 1D-Barcode. So gelingt Ihnen eine schnelle und eindeutige Probenzuordnung!

Art.Nr.	Farbe
4-6112	weiß
4-6113	blau
4-6114	rot
4-6115	grün
4-6116	gelb
4-6117	violett

Cryomaster® Truhengestelle

Cryomaster® Truhengestelle zur Probenlagerung in Tiefkühltruhen.

Eine präzise Fertigung aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht eine optimale Platzausnutzung bei maximaler Stabilität in Ihrer Truhe. Inkl. Sicherheitsstab.



Passend für alle Kryoboxen mit der **Grundfläche von bis zu 136 x 136 mm.**

Zum Beispiel neoLab Art.Nr. 2-2700ff oder Cryomaster® Art.Nr. 4-6010.

Art.Nr.	Kapazität
4-6205	11
4-6206	12

Cryomaster® Kryo-Aufbewahrungsbox

Cryomaster® Kryobox aus kaltebeständigem und imprägnierten Karton in der Farbe weiß.

Komplett mit Überstülpedeckel und 4 Löchern im unteren Teil. Hier sehen Sie eine Auswahl der Cryomaster Edelstahlracks für Kryoboxen mit der Grundfläche von bis zu 136 x 136 mm.

Ein Rack für die beiden Grundformate: 133 x 133 mm und 136 x 136 mm. Maße: 133 x 133 x 50 mm



Art.Nr.
4-6010

Schnell & komfortabel



Online im Webshop

www.neolab.de

www.myneolab.de (E-Procurement Lösung)



Per E-Mail

bestellung@neolab.de



Kurz anrufen

+49 (0)6221 84 42-44

Mo.-Do.: 7.30-18.00 Uhr | Fr.: 7.30-16.00 Uhr



WhatsApp Service

+49 (0)151 578 137 38