



Usbeck Haftfuß für Brenner

Product Images



Beschreibung

Haftsauger für Laborbrenner

- erhöhte Standfestigkeit für neoLab Laborbrenner auf glatten Oberflächen
- Haftfuß wird unter den Brennerfuß geschraubt
- Gewicht: 38 g

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	UB-0548
Hersteller (Marke)	Usbeck
alte neoLab ArtikelNr.	1-1189
EAN	4058072403430
DM	85 mm

