



## CellCamper<sup>®</sup> Kühleinheit Frozen (-20°-0°C)

### Product Images

---



### Beschreibung

---

Die Kühleinheiten für den CellCamper<sup>®</sup> Midi und Maxi decken drei unterschiedliche Temperaturbereiche (0 bis +4°C / -20 bis 0°C / -22 bis -18°C) ab, die zwischen 6 und 14 Stunden gehalten werden können.

#### Kühleinheit Frozen (2-3717):

- Temperatur-Range: -20 bis 0°C
- Dauer: bis zu 12 Stunden
- Abkühlzeit bei -20°C: 7 Stunden
- Abkühlzeit bei -80°C: 3.5 Stunden

Nach dem Abkühlen bei -80°C 10 Minuten bei Raumtemperatur liegen lassen, um die Oberflächentemperatur zu eliminieren.

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	2-3717
Hersteller (Marke)	CellCamper
EAN	4058072090050

