



CellCamper® Kühleinheit Ultrafrozen (-22° - -18°C)

Product Images



Beschreibung

Die Kühleinheiten für den CellCamper® Midi und Maxi decken drei unterschiedliche Temperaturbereiche (0 bis +4°C / -20 bis 0°C / -22 bis -18°C) ab, die zwischen 6 und 14 Stunden gehalten werden können.

Kühleinheit Ultrafrozen (2-3718):

- Temperatur-Range: -22 bis -18°C
- Dauer: bis zu 6 Stunden
- Abkühlzeit bei -80°C: 4 Stunden

Nach dem Abkühlen bei -80°C 10 Minuten bei Raumtemperatur liegen lassen, um die Oberflächentemperatur zu eliminieren.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	2-3718
Hersteller (Marke)	CellCamper
EAN	4058072090067

