



## KERN Stereo-Mikroskopkopf OSF, 43557

### Product Images

---



### Beschreibung

---

- Um Ihnen volle Flexibilität für Ihre speziellen Bedürfnisse und Anwendungen zu ermöglichen, bieten wir Ihnen hier eine große Auswahl an Stereomikroskopköpfen, Universalständern und externe Beleuchtungen an, welche einfach zu kombinieren sind.
- Durch die unterschiedlichen Eigenschaften der Stereomikroskopköpfe, sowie die Flexibilität der Universalständer und die professionelle Fixierung unserer Halterungen, können Sie sich Ihr Wunsch-Mikroskop beliebig konfigurieren.
- Hierfür stehen Ihnen verschiedene Mikroskopköpfe aus unseren Produktlinien jeweils als binokulare oder trinokulare Version zur Verfügung.
- Für den Anschluss einer Kamera an die trinokulare Ausführung ist ein C-Mount-Adapter erforderlich, welcher aus der folgenden Modellausstattungsliste auszuwählen ist

#### Technische Daten:

- Optisches System: Greenough-Optik

## Zusätzliche Informationen

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer      | KP-5135       |
| Hersteller (Marke) | KERN          |
| EAN                | 4058072146849 |

