



neoLab® Labornetzgerät, regelbar

Product Images



Beschreibung

Das neoLab **Labornetzgerät** wurde speziell für die wissenschaftliche Forschung und Produktentwicklung in Laboratorien, Schulen und elektronischen Produktionslinien entwickelt.

Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom sind stufenlos auf den Nennwert einstellbar. Hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Überlast- und Kurzschlusschutzschaltung, zeichnen dieses Netzgerät aus.

Geignet für Gelelektrophorese bis zu 10,2 A und andere elektrochemische Anwendungen.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	1-1526
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072188962

