



## labtable Rollcontainer, 3 Schubladen, 430x585x656

### Product Images

---



## Beschreibung

---

Eine Präzise Verarbeitung hochwertiger Materialien machen die robusten **labtable Rollcontainer** zum idealen Ordnungshelfer für Labor- und Büroräume. Die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Rollcontainer können leicht unter Tischen als auch freistehend im Raum gestellt werden. Vier graue Rollen, Durchmesser 50 mm, die zwei vorderen Rollen mit Bremse.

- Aus wasserabweisendem Melamin gefertigt
- Mit leichtgleitenden Rollen

Hinweis: Die Möbel werden demontiert geliefert und müssen vor Ort selbst aufgebaut werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	G-0012
Hersteller (Marke)	labtable
EAN	4058072254322
Farbe	hellgrau
Material	Melamin
Breite	430 mm
Höhe	655 mm
Länge	585 mm
Tiefe	585 mm
Anzahl Rollen	4
Anzahl Schubladen	3
Typ Versand-/ Lieferkosten	Besondere Versandkostenpauschale

