



## neoLabLine Handschuh-Spender, transparent

### Product Images

---



### Beschreibung

---

Transparenter Handschuhspender für Einmalhandschuh-Boxen mit 100 Stück Inhalt.

Schützt die Boxen vor Spritzern.

Boxen werden von der Seite eingeschoben und die Handschuhe von oben entnommen. Zur schnellen Identifikation unterschiedlicher Handschuhgrößen oder -materialien.

Spender zur Wandmontage geeignet.

**Innenmaße:** 248 x 130 x 80 mm (L x T x H)

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	1-6803
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072044435
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	90 mm
Höhe	140 mm
Länge	250 mm
Tiefe	250 mm
Spender Eigenschaften	für die Wandmontage geeignet
Maximale Breite Box	130 mm
Maximale Höhe Box	80 mm
Maximale Länge Box	250 mm

