



## Sigma Aktionspaket Zentrifugentisch für 3-30KS

### Product Images

---



### Beschreibung

---

**P-1105:** Zentrifugentisch für Sigma-Zentrifuge Modell 3-30KS  
Abmessungen: B570, T616, H481 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	SZ-0496
Hersteller (Marke)	Sigma
alte neoLab ArtikelNr.	P-1105
EAN	4066292332966
Farbe	grau
Breite	616 mm
Höhe	481 mm
Länge	570 mm
Tiefe	570 mm
Wagen Eigenschaften	mit Feststellbremse
Anzahl Etagen	1
belastbar bis	120 kg
Typ Rollwagen	Beistell-/ Ablagetisch

