



neoLab® Bunsenbrenner-Aufsatz mit Easy Clic-System

Product Images



Beschreibung

Best.-Nr. 3-9010 Abb. 2

Bunsenbrenner-Aufsatz für Ventilkartusche 230 g oder 450 g (Best.-Nr. 3-8309 oder 3-8310)

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	3-9010
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072020354
steril	Nein
Brenner Eigenschaften	mit Dauerfunktion
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	0.38 kg
Abbildung	2
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Gasart	Erdgas Flüssiggas (Propan. Butan)
Gasversorgung über	Gaskartusche
Modell Brenner	Kartuschenbrenner. Bunsenbrenneraufsatz für Ventilkartuschen 3-8309 und 3-8310 (3-9010)
Typ Brenner	Kartuschenbrenner

