



neoLab® Mikrobrenner, nachfüllbar

Product Images



Beschreibung

Brenner zum Löten, Schweißen und Glasschmelzen.
Piezoelektrische Zündung, einfache und präzise Einstellung der Flamme durch Verstellen von Gas- und Luftzufuhr.
Dadurch werden scharfe und weiche Flammen erzeugt.

- Gaskammer im Griff integriert, ca. 26 g Füllung
- Temperaturen bis 1300°C
- Standfuß

Flammenlänge: ca. 100 mm
Gerätehöhe: 140 mm
Kopflänge: ca. 85 mm
Gewicht inklusive Füllung: ca. 210 g

Zubehör: Nachfüllpatrone Butangas 300 ml (Best.-Nr. 1-7003)

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	1-7007
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072044503
Farbe	Schwarz
Länge	85 mm
Nachfüllpackung/ -artikel	1-7003

