



## neoLab® Midi-I Bufferflow

### Product Images

---



## Beschreibung

---

### Midi-I Bufferflow

inkl. Gelträger für Gelgröße 151 x 170 mm und Gelgießstand.

Puffervolumen 850 ml

Maße: 29,5 x 21,0 x 9,5 cm (L x B x H)

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	7-0215
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072027742
Länge	29.5 cm
Elektrophoresegeräte Eigenschaften	mit Gelträger mit Gelgießstand für die Verwendung mit Magnetrührer geeignet Gelträger ist UV-durchlässig
Anzahl Kammpositionen	3
Höhe Kammer	9.5 cm
Maße Gel	100 x 151 mm 151 x 170 mm
Ausrichtung	horizontal
Breite Kammer	21 cm
Größe Kammer	Midi
Trennstrecken	3 x 5.3 cm 2 x 8.0 cm 1 x 16 cm
Volumen Gel	128 ml
Volumen Kammer	850 ml

