



neoLab® Induktionskochplatte, 2000 W

Product Images



Beschreibung

Die schnellste und effektivste Art zu kochen!

- keine Anheizzeit, sofortige Leistungsübertragung
- Schott Ceran® Kochfläche, pflegeleicht
- Heizzone 80 - 200 mm Ø
- Leistungswahl in 9 Stufen
- Kochzeitvorwahl, automatische Abschaltung
- Restwärmeanzeige

Modell 2-3874 Induktionskochplatte

- elektron. Regelung über Touch Control Sensoren
- Temperaturvorwahl in 10 Stufen (60° bis 240°C)
- 2000 W
- Maße: 330 x 380 x 60 mm
- Kochzone 100 - 200 mm Ø

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	2-3874
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072001650
Farbe	silber anthrazit
Material	Ceran - Glas
Temp MAX	240 °C
Breite	330 mm
Höhe	60 mm
Länge	380 mm
Bedienung über	Sensor
Gewicht	3.2 kg
Spannung	230 V
Funktionsweise	elektronisch elektrisch
Leistung	2000 W

