





KNF Vakuumpumpe LABOPORT® N 96

Product Images



Beschreibung

KNF Vakuumpumpe, LABOPORT®, Typ N96 (Nachfolgepumpe zu N86KN.18, N86KT.18, N811KN.18, N811KT.18) Die chemiefeste Membranpumpe Typ N 96 ist die kleinste Pumpe in unserer neuen LABOPORT® Serie und spart wertvollen Platz im Labor. Die Pumpe kombiniert hohe Förderleistung mit einem kompakten Design. Durch die manuelle Drehzahlregelung ist die N 96 sehr energieeffizient und leise in der Anwendung. Die Pumpen der neuen LABOPORT® Generation sind mit einer leicht zu reinigenden Oberfläche ausgestattet. Applikationen: u.a. Filtration, SPE, Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum. Mini-Membran-Vakuumpumpe LABOPORT®, Typ N 96: - Förderrate 0,3 – 0,42 m³/h / Endvakuum < 130 mbar abs. - Sehr geringe Stellfläche - Integrierte Drehzahlregelung - PTFE-beschichtete Membrane für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe - Lieferumfang zur Pumpe: 1x Schlauchstutzen 6mm, 1x Geräushdämpfer/Ansaugfilter. 24V-Netzteil mit Wechselstecker Zubehör Feinregulierventil mit Vakuummeter (Vakuum): 132254/000000 Feinregulierventil mit Manometer (Druck): 058970 Schlauchnippel ID 6 mm 055956 Schlauchnippel ID 8mm 004975 Geräushdämpfer/Ansaugfilter 000346 Stativbefestigung 323484

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	KF-0310
Hersteller (Marke)	KNF
VGKL Nummer	106270096
EAN	4058072868802

