



## SERVA Blau-Weißlicht-Tisch, 1 Stück

### Product Images

---



### Beschreibung

---

Der Blau/Weißlicht-Tisch ist ein LED-Leuchttisch mit zwei Lichtquellen. Die Lichtintensität ist in 3 Stufen verstellbar. Der Orangefilter ist in magnetisch unterschiedlichen Winkeln einstellbar. Ein Messer zum Gelstücke ausschneiden sowie eine Minidunkelkammer zur Aufnahme mit dem Smartphone sind im Lieferumfang enthalten.

- Filtergröße 180 mm x 120 mm
- Automatisches Abschalten nach 5 Minuten
- Stabiles Metallgehäuse

- Mobil einsetzbar mit optionaler PowerBank-Stromversorgung
- Maße und Gewicht: 185 mm x 30 mm x 220 mm - 1,45 kg

HS: 90275000

Lagertemperatur: +15 °C to +30 °C

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	SV-0202
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072373399

